


Instrumente für die Gefäßchirurgie

Instruments for Vascular Surgery





GEISTER®

Unsere chirurgischen Instrumente stehen für „Qualität made in Germany“. Sie sind das erfolgreiche Ergebnis langjähriger Erfahrung in der Medizintechnik. Wir geben mit unseren Produkten täglich unser Bestes für unsere Kunden und die Gesundheit der Patienten.

G BLUE LABEL™ bietet das komplette Sortiment an hochwertigen Instrumenten für die Gefäßchirurgie. Die Besonderheit der G BLUE LABEL™ ist neben dem hohen Qualitätsstandard das exklusive Design und die hohe Anwenderfreundlichkeit.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und Kompetenz im Bereich chirurgische Instrumente und durch die enge Zusammenarbeit mit den Spezialisten im OP ist das G BLUE LABEL™ speziell auf die komplexen Bedürfnisse der Gefäßchirurgie zugeschnitten.

Persönliche Betreuung durch kompetente Ansprechpartner, Flexibilität und schnelle Lieferfähigkeit runden das Angebot der G BLUE LABEL™ ab.

Weitere Informationen erhalten Sie bei

GEISTER Medizintechnik GmbH
Föhrenstrasse 2 | 78532 Tuttlingen/Germany
Tel: +49 74 61/966 240 | Fax: +49 74 61/966 24 22
www.gbluelabel.de

oder besuchen Sie das GEISTER® Extranet – Ihr Portal für Servicequalität unter www.gbluelabel.de. Hier erhalten Sie alle Kataloge als PDF-Download.

Our surgical instruments represent the successful result of many years of experience in medical technology – and quality made in Germany. We do our best every day to provide products that benefit our customers and patient health.

The G BLUE LABEL™ presents a full range of high-quality surgical instruments for visceral surgery. Besides the excellent product quality the G BLUE LABEL™ stands for exclusive design and easy handling of our instruments.

Thanks to our long-term experience in the instruments field and the close cooperation with the professionals in the operating room the G BLUE LABEL™ is custombuilt to the high and complex product requirements of vascular surgery.

Rounding out the G BLUE LABEL™ are flexibility, fast delivery and personal assistance from our competent customer support staff.

For further information please contact

GEISTER Medizintechnik GmbH
Föhrenstrasse 2 | 78532 Tuttlingen/Germany
Tel: +49 74 61/966 240 | Fax: +49 74 61/966 24 22
www.gbluelabel.de

or visit the GEISTER® Extranet – Your portal for quality services at www.gbluelabel.de and download all catalogs as PDF files.

Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, sind alle Größen in diesem Katalog in Millimeter bzw. Zoll angegeben.


If no other specifications are given all sizes mentioned in this catalog are in millimeter resp. inch.




Scheren Scissors	1.
Pinzetten Forceps	2.
Klemmen für vorübergehenden Gefäßverschluss Clamps for Transient Vascular Occlusion	3.
Nadelhalter Needle holders	4.
Bergesonden Dissektoren Wundhaken Tunnelierungsinstrumente Recovery Probes Dissectors Hooks Tunneling Instruments	5.
Colonreiter Sonden Wundsperrer/Retraktoren Colon rods Probes Retractors	6.
Dilatatoren Kanülen Dilators Cannulas	7.
Mikro-Scheren -Pinzetten -Klemmen -Nadelhalter -Zangen Micro scissors forceps clamps needle holders forceps	8.
Zusätzliche Mikro-Instrumente Additional Micro Instruments	9.
Siebvorschläge Proposal of trays	10.
Numerischer Index Alphabetischer Index Numerical Index Alphabetical Index	11.

1.

Venenklappenschere n. BÖHMIG
Valvulotome scissors acc. to BÖHMIG



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maullänge Jaw length	Artikel-Nr. Product no.
240	9 1/2	8	UE4110-24



Gefäßschere n. POTTS-SMITH
Vascular scissors acc. to POTTS-SMITH



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Artikel-Nr. Product no.
180	7	UL2564-18
190	7 1/2	UL2565-19
gebogen curved		

Gefäßschere n. DE BAKEY
Vascular scissors acc. to DE BAKEY



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	Artikel-Nr. Product no.
180	7	•	UL2566-18


Gefäßschere n. SATINSKY
Vascular scissors acc. to SATINSKY



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	S-förmig S-shaped	Artikel-Nr. Product no.
240	9 1/2	•	•	UL2567-24

Länge Length	Länge/inch Length/inch	gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
160	6 1/4	25°	UL2616-25
160	6 1/4	45°	UL2616-45
160	6 1/4	60°	UL2616-60
230	9	25°	UL2623-25
230	9	45°	UL2623-45
230	9	60°	UL2623-60
280	11	25°	UL2628-25
280	11	45°	UL2628-45
280	11	60°	UL2628-60



Gefäßschere n. DE BAKEY
Vascular scissors acc. to DE BAKEY



gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
25°	UL2618-25
45°	UL2618-45
60°	UL2618-60
90°	UL2618-90
125°	UL2618-125


Länge 180 | Länge/inch 7
Length 180 | Length/inch 7

Gefäßschere n. HEGEMANN-DIETRICH
Vascular scissors acc. to HEGEMANN-DIETRICH



1.


Gefäßschere n. HEGEMANN-DIETRICH
Vascular scissors acc. to HEGEMANN-DIETRICH



Gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
25°	UL2618-25MC
45°	UL2618-45MC
60°	UL2618-60MC
90°	UL2618-90MC

Länge 180 | Länge/inch 7 | MagicCut
Length 180 | Length/inch 7 | MagicCut

Gefäßschere n. HEGEMANN-DIETRICH
Vascular scissors acc. to HEGEMANN-DIETRICH



Gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
25°	UL2618-25SC
45°	UL2618-45SC
60°	UL2618-60SC
90°	UL2618-90SC

Länge 180 | Länge/inch 7 | SuperCut
Length 180 | Length/inch 7 | Supercut

Inzisionsschere
Incision scissors



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
150	6	45°	UL2630-15

Länge length	Länge/inch length/inch	gerade straight	gebogen curved	Artikel-Nr. Product no.
350	13 3/4	•		UL4909-35
400	15 3/4	•		UL4909-40
350	13 3/4		•	UL4910-35
400	15 3/4		•	UL4910-40

Kornzange nach VOLLMAR
Sponge forceps acc. to VOLLMAR



Länge length	Länge/inch length/inch	Artikel-Nr. Product no.
190	7 4/8	UL4960-19

zum Ausmelken von Schläuchen
for draining tubes

Rollenklemme nach ULM
Tube roller acc. to ULM



Artikel-Nr. Product no.
UL4961-00

1 Paar
1 pair

Ersatzrollen für Rollenklemme
Spare rollers for roller clamp

Artikel-Nr. Product no.
UL4962-00

1 Paar
1 pair

Ersatzschrauben für Rollenklemme
Spare screws for roller clamp

2.

Atraumatische Pinzette n. DE BAKEY
Atraumatic dissecting forceps acc. to DE BAKEY



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gerade straight	grazil delicate	Maulbreite Jaw width	Artikel-Nr. Product no.
200	7 7/8	•	•	1	UL3410-20

Atraumatische Pinzette n. DE BAKEY
Atraumatic dissecting forceps acc. to DE BAKEY



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maulbreite Jaw width	Artikel-Nr. Product no.
160	6 1/4	1,5	UL3420-16
200	7 7/8	1,5	UL3420-20
240	9 1/2	1,5	UL3420-24
300	11 7/8	1,5	UL3420-30
160	6 1/4	2	UL3430-16
200	7 7/8	2	UL3430-20
240	9 1/2	2	UL3430-24
300	11 7/8	2	UL3430-30
240	9 1/2	2,4	UL3440-24
300	11 7/8	2,4	UL3440-30
200	7 7/8	2,7	UL3450-20
240	9 1/2	2,7	UL3450-24
300	11 7/8	2,7	UL3450-30
350	13 3/4	2,7	UL3450-35
160	6 1/4	3,5	UL3460-16
200	7 7/8	3,5	UL3460-20
240	9 1/2	3,5	UL3460-24
300	11 7/8	3,5	UL3460-30

gerade
straight

Wenn isolierte Ausführung gewünscht, bitte hinter Artikel-Nummer "SI" hinzufügen z.B. UL3440-24SI.
Please add "SI" behind catalog reference if desired in insulated version for example UL34440-24SI.

Atraumatische Pinzette n. DE BAKEY
Atraumatic dissecting forceps acc. to DE BAKEY




Länge Length	Länge/inch Length/inch	Artikel-Nr. Product no.
150	6	UL3470-15
195	7 3/4	UL3470-20

gewinkelt | Maulbreite 2
angled | Jaw width 2

Chirurgische Pinzette nach STRELI
Surgical forceps acc. to STRELI




Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maulbreite/mm Jaw width/mm	Artikel-Nr. Product no.
150	5 7/8	0,5	UL3220-15

1 x 2 Zähne
1 x 2 teeth


Länge Length	Länge/inch Length/inch	aufgewinkelt angled	kurzes Maul short jaw	Artikel-Nr. Product no.
160	6 1/4	65°	•	UE3710-16

Carotisklemme n. JAVID
Carotid forceps acc. to JAVID



Länge Length	Länge/inch Length/inch	aufgewinkelt angled	langes Maul long jaw	Artikel-Nr. Product no.
180	7	65°	•	UE3711-18

Carotisklemme n. JAVID
Carotid forceps acc. to JAVID



3.

3.

Sensi-Mikro-Clip
Sensi micro clip



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	gerade straight	gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
34	1 3/8		•		UL4150-04
31	1 1/4	•			UL4151-04
27	1			25°	UL4153-03
31	1 1/4			45°	UL4154-03

Bulldogklemme n. ULM
Bulldog clamp acc. to ULM




Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	gerade straight	gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
60	2 1/4		•		UL4160-06
55	2 1/8	•			UL4161-06
55	2 1/8			45°	UL4162-06

atraumatisch
atraumatic

Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	gerade straight	Artikel-Nr. Product no.
40	1 1/2		•	UL4170-04
35	1 3/8	•		UL4171-04

Bulldogklemme n. POTTS
Bulldog clamp acc. to POTTS



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	gerade straight	Artikel-Nr. Product no.
40	1 1/2		•	UL4175-04
35	1 3/8	•		UL4176-04

atraumatisch
atraumatic

Bulldogklemme n. POTTS-DE BAKEY
Bulldog clamp acc. to POTTS-DE BAKEY



3.

Bulldogklemme n. DIEFFENBACH
Bulldog clamp acc. to DIEFFENBACH



UL 4180-04

UL 4180-05

UL 4180-06

Länge Length	Länge/inch Length/inch	Artikel-Nr. Product no.
38	1 1/2	UL4180-04
51	2	UL4180-05
57	2 1/4	UL4180-06

gebogen
curved

Bulldogklemme n. DE BAKEY
Bulldog clamp acc. to DE BAKEY



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	gerade straight	Artikel-Nr. Product no.
75	3		•	UL4185-08
85	3 3/8		•	UL4185-09
105	4 1/8		•	UL4185-11
120	4 3/4		•	UL4185-12
75	3	•		UL4186-08
85	3 3/8	•		UL4186-09
105	4 1/8	•		UL4186-11
120	4 3/4	•		UL4186-12

atraumatisch
atraumatic



UL 4186-08

UL 4186-09

UL 4186-11

UL 4186-12

Länge Length	Länge/inch Length/inch	links gebogen curved to left	rechts gebogen curved to right	Artikel-Nr. Product no.
•	•			UL4196-11
•	•			UL4197-11

Länge 110 | Länge/inch 4 1/3 | atraumatisch
Length 110 | Length/inch 4 1/3 | atraumatic



3.

Länge Length	Länge/inch Length/inch	leicht gebogen slightly curved	stark gebogen extra curved	Artikel-Nr. Product no.
210	8 1/4	•		UL4211-21
220	8 3/4		•	UL4212-22



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Gerade straight	Artikel-Nr. Product no.
45	1 3/4	•	UL4190-05

Schließdruck regulierbar
closing force adjustable




3.

Peripheralklemme n. DE BAKEY
Peripheral vascular clamp acc. to DE BAKEY



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gewinkelt angled	S-förmig S-shaped	Artikel-Nr. Product no.
180	7	50°		UL4225-18
190	7 1/2		•	UL4226-19

Mehrweckklemme n. DE BAKEY
Multipurpose clamp acc. to DE BAKEY




Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maullänge Jaw length	Artikel-Nr. Product no.
200	7 7/8	30	UL4230-20
230	9	55	UL4230-23

atraumatisch | gerade
atraumatic | straight

Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maullänge Jaw length	Artikel-Nr. Product no.
200	7 7/8	30	UL4231-20
230	9	55	UL4231-23

Branchen abgewinkelt
angled handles

Mehrweckklemme n. DE BAKEY
Multipurpose clamp acc. to DE BAKEY



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
195	7 3/4	60°	UL4236-20

Mehrweckklemme n. DE BAKEY
Multipurpose clamp acc. to DE BAKEY




3.

3.


Mehrzweckklemme n. DE BAKEY
Multipurpose clamp acc. to DE BAKEY



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Branchen gebogen curved handles	gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
270	10 5/8	•	40°	UL4241-27



Präparier- und Ligaturklemme nach HOLLE
Dissecting and ligature forceps acc. to HOLLE



Länge Length	Länge/inch Length/inch	S-förmig S-shaped	Artikel-Nr. Product no.
150	5 7/8	•	UL4611-15

Präparier- und Ligaturklemme nach HOLLE
Dissecting and ligature forceps acc. to HOLLE



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	S-förmig S-shaped	Artikel-Nr. Product no.
150	5 7/8	•		UL4612-15
200	7 7/8	•		UL4612-20
230	9		•	UL4612-23



UL4612-15

UL4612-20

UL4612-23

Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maullänge Jaw length	Artikel-Nr. Product no.
190	7 1/2	30	UL4246-19
250	9 7/8	45	UL4246-25
255	10	48	UL4246-26
270	10 5/8	57	UL4246-27
275	10 3/4	70	UL4246-28



Tangentialverschlussklemme n. DE BAKEY-SATINSKY
Tangential occlusion clamp acc. to DE BAKEY-SATINSKY



3.

3.

Mehrzweckklemme n. DE BAKEY
Multipurpose clamp acc. to DE BAKEY



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maullänge Jaw length	Artikel-Nr. Product no.
210	8 1/4	50	UL4251-21
220	8 3/4	65	UL4251-22

gewinkelt 60°
angled 60°


Atraumatische Gefäßklemme n. DE BAKEY-GLOVER
Atraumatic vessel clamp acc. to DE BAKEY-GLOVER



Branchen abgewinkelt angled handles	gerade straight	gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
•			UL4260-25
		25°	UL4261-25

Länge 250 | Länge/inch 9 7/8 | Maullänge 80
Length 250 | Length/inch 9 7/8 | Jaw length 80

Atraumatische Gefäßklemme nach DE BAKEY-ULM
Atraumatic vessel clamp acc. to DE BAKEY-ULM



Branchen abgewinkelt angled handles	gerade straight	gewinkelt angled	Maul löffelförmig spatulate jaw	Artikel-Nr. Product no.
•				UL4274-22
		20°		UL4275-22
			•	UL4276-22

Länge/mm 220 | Länge/inch 8 3/4
length/mm 220 | length/inch 8 3/4

Länge/mm length/mm	Länge/inch length/inch	gewinkelt angled	gebogen curved	Artikel-Nr. Product no.
220	8 5/8		•	UL4277-22
200	7 7/8	90°		UL4279-20

Länge Length	Länge/inch Length/inch	Artikel-Nr. Product no.
265	10 1/2	UL4291-25
310	12 1/4	UL4291-31
gebogen curved		



3.

Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	leicht gebogen slightly curved	Maullänge Jaw length	stark gebogen extra curved	Artikel-Nr. Product no.
270	10 5/8			65	•	UL4306-24
275	10 3/4	•		65		UL4306-25
290	11 1/2		•	70		UL4306-27



3.

Atraumatische Gefäßklemme n. DE BAKEY-BORST
Atraumatic vessel clamp acc. to DE BAKEY-BORST



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
220	8 ³ / ₄	50°	UL4321-22

Atraumatische Gefäßklemme n. DE BAKEY-WYLIE
Atraumatic vessel clamp acc. to DE BAKEY-WYLIE



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Artikel-Nr. Product no.
240	9 ¹ / ₂	UL4336-24
270	10 ⁵ / ₈	UL4336-27

Branchen abgewinkelt | gebogen | Maullänge 70
angled handles | curved | Jaw length 70

Atraumatische Gefäßklemme n. DE BAKEY-SANDMANN
Atraumatic vessel clamp acc. to DE BAKEY-SANDMANN



Länge/mm length/mm	Länge/inch length/inch	Artikel-Nr. Product no.
305	12	UL4341-31

Branchen gewinkelt
angled handles




Maullänge Jaw length	Artikel-Nr. Product no.
40	UL4426-16
45	UL4427-16
50	UL4428-16

Länge 160 | Länge/inch 6 1/4
Length 160 | Length/inch 6 1/4

Anastomosenklemme n. COOLEY-DERRA Anastomosis clamp acc. to COOLEY-DERRA



3.



Anastomosenklemme n. COOLEY
Anastomosis clamp acc. to COOLEY



3.




	<i>gewinkelt angled</i>	<i>Maul löffelförmig Spoon jaw</i>	<i>Satinsky-Maul Jaw Satinsky-sha- ped</i>	<i>Artikel-Nr. Product no.</i>
30°				UL4441-15
	•			UL4442-15
		•		UL4443-15

Länge 145 | Länge/inch 5 ³/₄
Length 145 | Length/inch 5 ³/₄

gebogen curved	gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
•		UL4451-12
	45°	UL4452-12

Länge 120 | Länge/inch 4 3/4 | fein
Length 120 | Length/inch 4 3/4 | delicate

Neonatalgefäßklemme n. COOLEY
Neonatal vessel clamp acc. to COOLEY



gebogen curved	Satinsky-Maul Jaw Satinsky-shaped	Artikel-Nr. Product no.
•		UL4461-12
	•	UL4462-12

Länge 120 | Länge/inch 4 3/4 | Branchen gebogen | fein
Length 120 | Length/inch 4 3/4 | curved handles | delicate



Neonatalgefäßklemme n. COOLEY
Neonatal vessel clamp acc. to COOLEY



3.


3.

Feine Klemme n. CRAFOORD
Fine hemostatic clamp acc. to CRAFOORD



Länge Length	Länge/inch Length/inch	leicht gebogen slightly curved	Artikel-Nr. Product no.
245	9 ⁵ / ₈	•	UL4511-25

Gefäßklemme für Mauleinlagen
Vascular clamp for jaw inserts



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maullänge Jaw length	Artikel-Nr. Product no.
165	6 1/2	33	UL4530-17
290	11 1/2	61	UL4530-29
310	12 1/14	86	UL4530-31

Branchen abgewinkelt | gerade
angled handles | straight
Mauleinlagen bitte separat bestellen s. S. 28
Jaw inserts please order separately, see page 28


Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maullänge Jaw length	Artikel-Nr. Product no.
120	4 3/4	33	UL4531-12
245	9 5/8	61	UL4531-25

Branchen abgewinkelt | gewinkelt 60°
 angled handles | angled 60°
 Mauleinlagen bitte separat bestellen s. S. 28
 Jaw inserts please order separately, see page 28

Gefäßklemme für Mauleinlagen
 Vascular clamps for jaw inserts




3.




Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maullänge Jaw length	Artikel-Nr. Product no.
210	8 1/4	61	UL4532-21
280	11	86	UL4532-28

Branchen gebogen | gewinkelt 60°
 curved handles | angled 60°
 Mauleinlagen bitte separat bestellen s. S. 28
 Jaw inserts please order separately, see page 28

Gefäßklemme für Mauleinlagen
 Vascular clamps for jaw inserts



3.



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Artikel-Nr. Product no.
33	1 3/8	UL4535-04
61	2 3/8	UL4535-06
86	3 3/8	UL4535-09

VE = 1 Paar, steril
Unit = 1 pair, disposable



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Artikel-Nr. Product no.
33	1 3/8	UL4536-04
61	2 3/8	UL4536-06
86	3 3/8	UL4536-09

VE = 1 Paar, steril
Unit = 1 pair, disposable



Länge Length	gerade straight	gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
26	•		UL9310-03
25		45°	UL9311-03

Länge/inch 1
Length/inch 1



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Artikel-Nr. Product no.
zu UL9310-03 und UL9311-03 for UL9310-03 and UL9311-03		
200	8	UL9312-20

Länge Length	Länge/inch Length/inch	Artikel-Nr. Product no.
150	6	UL5160-15
180	7	UL5160-18
200	7 ⁷ / ₈	UL5160-20
230	9	UL5160-23
260	10 ¹ / ₄	UL5160-26
350	13 ³ / ₄	UL5160-35


Hartmetall | Teilung 0,4
Tungsten carbide | Pitch of serration 0,4

Nadelhalter n. DE BAKEY
Needle holder acc. to DE BAKEY



4.

Bergesonden n. VOLLMAR
Recovery Probe acc. to VOLLMAR





5.

Griff für Bergesonde n. VOLLMAR
Handle for Recovery Probe acc. to VOLLMAR



Drahtschlingen-Bergesonde n. VOLLMAR
Recovery Probe with wire loop acc. to VOLLMAR



Ø	Artikel-Nr. Product no.
---	----------------------------

Satz bestehend aus 8 Größen
(Ø 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14)
Set consisting of 8 sizes
(Ø 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14)

UE3315-00

2	UE3315-02-55
3	UE3315-03-55
4	UE3315-04-55
5	UE3315-05-55
6	UE3315-06-55
7	UE3315-07-55
8	UE3315-08-55
9	UE3315-09-55
10	UE3315-10-55
11	UE3315-11-55
12	UE3315-12-55
13	UE3315-13-55
14	UE3315-14-55
15	UE3315-15-55
16	UE3315-16-55

Länge 550 | Länge/inch 21 ⁵/₈
Length 550 | Length/inch 21 ⁵/₈

Länge Length	Länge/inch Length/inch	Artikel-Nr. Product no.
-----------------	---------------------------	----------------------------

90 3 1/2

UE3335

Ø	Artikel-Nr. Product no.
---	----------------------------

4	UE3341-04-40
5	UE3341-05-40
6	UE3341-06-40
7	UE3341-07-40
8	UE3341-08-40
9	UE3341-09-40
10	UE3341-10-40
11	UE3341-11-40
12	UE3341-12-40
13	UE3341-13-40
14	UE3341-14-40
15	UE3341-15-40
16	UE3341-16-40
18	UE3341-18-40
20	UE3341-20-40
22	UE3341-22-40

Länge 400 | Länge/inch 15 ³/₄
Length 400 | Length/inch 15 ³/₄

	Artikel-Nr. Product no.
	UE3405



	Artikel-Nr. Product no.
	UE3406



Länge Length	Rolle roll		Artikel-Nr. Product no.
7000	•		UE3410



Ø	Ø		Artikel-Nr. Product no.
4			UE3441-04-40
5			UE3441-05-40
6			UE3441-06-40
7			UE3441-07-40
8			UE3441-08-40
9			UE3441-09-40
10			UE3441-10-40
11			UE3441-11-40
12			UE3441-12-40
13			UE3441-13-40
14			UE3441-14-40
15			UE3441-15-40
16			UE3441-16-40
18			UE3441-18-40
20			UE3341-20-40
22			UE3341-22-40



5.


Bergesonde
Recovery Probe



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Einmalartikel for single use	Koni mit Ø 6, 9, 12, 15 cone with Ø 6, 9, 12, 15	steril	sterile	Artikel-Nr. Product no.
1000	39 3/8	•	•	•		UE4380-100

Einmalartikel, Koni mit Ø 6, 9, 12, 15
disposable article, cone with Ø 6, 9, 12, 15


Bergesonden nach VARADY
Recovery Probes set acc. to VARADY



Artikel-Nr. Product no.
UE4400

Satz bestehend aus UE4402-45, UE4403, UE4404, UE4405 in Etui UE4501
Set comprising UE4402-45, UE4403, UE4404, UE4405 in case UE4501

Metalletui nach VARADY
Metal case acc. to VARADY



Artikel-Nr. Product no.
UE4501

perforiert
perforated

Zugseil nach VARADY
Pulling cable acc. to VARADY



Länge/mm length/mm	Länge/inch length/inch	Artikel-Nr. Product no.
450	17 3/4	UE4402-45

Kunststoffmantel
plastic coated

Olive nach VARADY
Olive acc. to VARADY



Ø/mm Ø/mm	Artikel-Nr. Product no.
3	UE4403
4	UE4404
5	UE4405

			Artikel-Nr. Product no.
bestehend aus UE4501, UE4502-90, UE4503, UE4504, UE4506, UE4509, UE4512 und UE4524 set consisting of UE4501, UE4502-90, UE4503, UE4504, UE4506, UE4509, UE4512 and UE4524			UE4500




			Artikel-Nr. Product no.
			UE4501



5.

Länge Length	Länge/inch Length/inch	Ø Ø	Artikel-Nr. Product no.
600	23 5/8	1,3	UE4502-60
900	35 1/2	1,3	UE4502-90
900	35 1/2	2	UE4602




Länge Length	Ø Ø	Artikel-Nr. Product no.
17	3	UE4503



			Artikel-Nr. Product no.
			UE4504




Olive n. NABATOFF
Olive acc. to NABATOFF



Ø	Artikel-Nr. Product no.
6	UE4506
9	UE4509
12	UE4512
15	UE4515

Kunststoffspitze n. NABATOFF
Plastic probe tip acc. to NABATOFF



Länge Length	Ø	Artikel-Nr. Product no.
33	1,6	UE4524


Feindissektor n. KIENY
Delicate dissector acc. to KIENY



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Breite Width	Artikel-Nr. Product no.
180	7	1,7	UE3020-18



Dissektionsspatel n. CARSTENSEN
Dissector spatula acc. to CARSTENSEN



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Breite Arbeitseende 1 Working width 1	Breite Arbeitseende 2 Working width 2	doppelendig two working tips	Artikel-Nr. Product no.
150	6	2	3,2	•	UE3035-15



Gefäßspatel n. VOLLMAR
Vascular spatula acc. to VOLLMAR





Länge Length	Länge/inch Length/inch	Artikel-Nr. Product no.
150	6	UE3043-15
200	7 7/8	UE3043-20




Breite Arbeitseende 3 | stumpf
Working width 3 | blunt

5.


Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maulbreite Jaw width	scharf sharp	Artikel-Nr. Product no.
440	17 ³ / ₈	3	•	UE3830-44



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Breite Width	doppelendig two working tips	Artikel-Nr. Product no.
180	7	2	•	UE4025-18



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Breite Width	doppelendig two working tips	Artikel-Nr. Product no.
180	7	1,7	•	UE4026-18



5.

Nervhaken
Nerve hook



mit Kugelspitze with ball tip	Artikel-Nr. Product no.
----------------------------------	----------------------------

UL6042-22
UL6043-22

•
Länge 220 | Länge/inch 8 3/4
Length 220 | Length/inch 8 3/4



5.

Nerv- und Gefäßhäkchen n. MUELLY
Nerve and vessel hook acc. to MUELLY




Länge Length	Länge/inch Length/inch	Breite Width	Tiefe Depth	Artikel-Nr. Product no.
240	9 1/2	1	8	UL6050-24

Coronarhäkchen n. SCHRAMM
Coronary hook acc. to SCHRAMM




Länge Length	Länge/inch Length/inch	Breite Width	Gekröpft probe-shaped	Tiefe Depth	Artikel-Nr. Product no.
200	7 7/8	1	•	4	UL6060-20

Nerv- und Gefäßhäkchen n. STRELI
Nerv and vessel hook acc. to STRELI



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Breite Width	Tiefe Depth	Artikel-Nr. Product no.
155	6	4	5	UL6162-15

Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	Artikel-Nr. Product no.
400	15 3/4	•	UE3730-40




5.

Länge in mm length in mm	Länge in in length in i	Maulbreite in mm jaw wid in mm	Breite in mm working width in mm	Durchmesser in mm diameter in mm	gebogen curved	Artikel-Nr. Product No.
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	----------------------------

UE3740-00
4-teilig, bestehend aus UE3741-60, UE3742-62, UE3743-08, UE3744-72
4 parts, consisting of UE3741-60, UE3742-62, UE3743-08, UE3744-72

Tunnelierungsinstrument n. MEMMINGEN
Tunnelling instrument acc. to MEMMINGEN



Tunnelierungsrohr/Tunnelling tube

600	23 5/8					UE3741-60
-----	--------	--	--	--	--	-----------

Besonderheiten/specification
Teflon, dampfsterilisierbar/teflon, autoclavable

Führungsstange/Guide rod

620	24 1/2					UE3742-62
-----	--------	--	--	--	--	-----------

Besonderheiten/specification
Metall/stainless steel

Griff für Führungsstange/Handle for guide rod


80	3 1/8					UE3743-08
----	-------	--	--	--	--	-----------

Durchziehstab/Insertion instrument

720	28 3/8					UE3744-72
-----	--------	--	--	--	--	-----------

Besonderheiten/specification
mit Klemmvorrichtung für Implantat
with implant holder

Colonreiter n. WOLTER
Colon rod acc. to WOLTER



Länge in mm length in mm	Länge in mm length in mm	Breite in mm width in mm	Durchmesser in mm diameter in mm	Artikel-Nr. Product No.
70	2 ³ / ₄	10		UE5220-07
80	3 ¹ / ₈	10		UE5220-08
90	3 ¹ / ₂	10		UE5220-09
100	4	10		UE5220-10

Besonderheiten/specification
Teflon, sterilisierbar, Bohrungen an beiden Enden zur Nahtfixation
teflon, autoclavable, suture holes at both ends


6.

250 | 9 7/8 | | 2,8 | | **UE6220-25****Besonderheiten/specification**

Teflon, sterilisierbar/teflon, autoclavable

Tastsonde n. SIMON WEIDNER
Probe acc. to SIMON WEIDNER600 | 23 5/8 | | | | **UE6230-60****Besonderheiten/specification**

Teflon, sterilisierbar/teflon, autoclavable


Choledochus Sonde n. WILLENEGGER
Choledochus probe acc. to WILLENEGGER

Länge length	Länge/Inch length/inch	Durchmesser mm Diameter mm	Artikel-Nr. Product No.
200	8	1	UL8500-10
200	8	1,5	UL8500-15
200	8	2	UL8500-20
200	8	2,5	UL8500-25


Kunststoff, dampfsterilisierbar bis 134°
Plastic, autoclavable up to 134°**Doppelknopfsonde n. SCHRAMM**
Ball Probe, double ended acc. to SCHRAMM

6.

Länge length	Länge/Inch length/inch	Durchmesser mm Diameter mm	Artikel-Nr. Product No.
130	5 1/8	1,5	UL8510-13
145	5 3/4	1,5	UL8510-14
160	6 1/4	1,5	UL8510-16
180	7	1,5	UL8510-18

Doppelknopfsonde
Ball Probe, double ended

Länge length	Länge/Inch length/inch	Durchmesser mm Diameter mm	Artikel-Nr. Product No.
230	9	3,5	UL8520-23

Knopfsonde
Ball Probe

Gefäßwundsperrer n. ZEHLE
Vessel retractor acc. to ZEHLE



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Breite Width	links mit lg. Valve long blade on left	Tiefe Depth	Artikel-Nr. Product no.
170	6 3/4	27	•	40/60	UL7200-17

6.

Gefäßwundsperrer n. ZEHLE
Vessel retractor acc. to ZEHLE



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Breite Width	rechts mit lg. Valve long blade on right	Tiefe Depth	Artikel-Nr. Product no.
170	6 3/4	27	•	40/60	UL7201-17

Länge Length	Länge/inch Length/inch	Sprenzweite Spreading width	Artikel-Nr. Product no.
mit je einer scharfen Valve UL7223-03 und UL7224-04 sharp blades included UL7223-03 and UL7224-04			
200	7 7/8	150	UL7210-20

Gefäßwundsperrer n. SACHWEH
Vessel retractor acc. to SACHWEH



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Sprenzweite Spreading width	Artikel-Nr. Product no.
mit je einer scharfen Valve UL7223-03 und UL7224-04 sharp blades included UL7223-03 and UL7224-04			
80	3 1/8	100	UL7220-08
Sperrer ohne Zubehör Retractor without accessories			
80	3 1/8	100	UL7221

Gefäßwundsperrer n. CARSTENSEN
Vessel retractor acc. to CARSTENSEN



6.

Breite Width	Tiefe Depth	Zinken Prongs	Artikel-Nr. Product no.
25	30	3	UL7223-03
35	50	4	UL7224-04
scharf sharp			

**Valve
Blade**




Valve
Blade



Breite Width	Tiefe Depth	Zinken Prongs	Artikel-Nr. Product no.
25	30	3	UL7225-03
35	50	4	UL7226-04
stumpf blunt			

Infragenualer Retraktor n. VAN DONGEN
Infragenual retractor acc. to VAN DONGEN



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Spreadweite Spreading width	Artikel-Nr. Product no.
bestehend aus UL7240-10 bis UL7245-09 consisting of UL7240-10 to UL7245-09			
80	3 1/8	100	UL7240-08
Sperrer ohne Zubehör Retractor without accessories			
80	3 1/8	100	UL7240-10

Valve n. VAN DONGEN
Blade acc. to VAN DONGEN



Breite Width	Scharf sharp	Tiefe Depth	Zinken Prongs	Artikel-Nr. Product no.
24	•	23	3	UL7241-03


Valve n. VAN DONGEN
Blade acc. to VAN DONGEN



Breite Width	stumpf blunt	Tiefe Depth	Zinken Prongs	Artikel-Nr. Product no.
35	•	42	4	UL7241-04

				Artikel-Nr. Product no.
				UL7242-00

Halterung für Plastikspatel n. VAN DONGEN
Fixation element for plastic spatula acc. to VAN DONGEN



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Breite Width	Tiefe Depth	Artikel-Nr. Product no.
120	4 3/4	20	50	UL7242-12


Plastikspatel n. VAN DONGEN
Plastic spatula acc. to VAN DONGEN



6.

				Artikel-Nr. Product no.
				UL7245-00

Halterung für Medialspatel n. VAN DONGEN
Holder for medial spatula acc. to VAN DONGEN




groß large	klein small	mittel medium	Tiefe Depth	Artikel-Nr. Product no.
	•		50	UL7245-05
		•	70	UL7245-07
•			90	UL7245-09

Medialspatel n. VAN DONGEN
Medial spatula acc. to VAN DONGEN



Länge 80 | Länge/inch 3 1/8 | Breite 20
Length 80 | Length/inch 3 1/8 | Width 20

Gefäßdilator n. VOLLMAR
Vascular dilator acc. to VOLLMAR



Ø	Ø	Artikel-Nr. Product no.
2		UE3120-20-30
3		UE3120-30-30
4		UE3120-40-30
5		UE3120-50-30
6		UE3120-60-30

Länge 300 | Länge/inch 11 7/8 | flexibel
Length 300 | Length/inch 11 7/8 | flexible

7.

Länge Length	Länge/inch Length/inch	Ø Ø	gebogen curved	gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
135	5 1/4	1,1		•	UE3221-14
160	6 1/4	1,1	•		UE3221-16
175	7	1,5	•		UE3222-18

Gefäßspülkanüle n. VAN DONGEN
Vascular irrigation cannula acc. to VAN DONGEN



Ø Ø	Artikel-Nr. Product no.
1,5	UE3230-15-04
2	UE3230-20-04
2,5	UE3230-25-04
3	UE3230-30-04
4	UE3230-40-04

Gefäßspülkanüle n. VOLLMAR
Vascular irrigation cannula acc. to VOLLMAR



Länge 40 | Länge/inch 1 1/2 | gebogen | Luer-Lock Ansatz
Length 40 | Length/inch 1 1/2 | curved | Luer-Lock

Länge in mm length in mm	Länge length in ch	Durchmesser in mm diameter in mm	gebogen curved	sterilisierbar autoclavable	Luer-lock-Ans Luer-lock	Artikel-Nr. product no.
	2,0	•	•	•		UE6003-20

Kanüle n. MALLET-GUY
Cannula acc. to MALLET-GUY



Besonderheiten/specification
1 Olive/1 olive

	2,4	•	•	•		UE6010-24
--	-----	---	---	---	--	-----------

Kanüle n. MALLET-GUY
Cannula acc. to MALLET-GUY



Besonderheiten/specification
2 Oliven/2 olives

165	6 1/2	1,2	•	•	•	UE6040-12
165	6 1/2	1,5	•	•	•	UE6040-15
165	6 1/2	2,0	•	•	•	UE6040-20


Cholangiographiekanüle n. FRANKE
Cholangiography cannula acc. to FRANKE



Besonderheiten/specification
1 Olive/1 olive

7.

Mikro-Federschere
Micro scissors



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	gerade straight	Schneide cutting edge	Artikel-Nr. Product no.
-----------------	---------------------------	-------------------	--------------------	--------------------------	----------------------------

Teilweise auch in Titan-Ausführung erhältlich.
Siehe aptiel 9.
Partly available additional in Titanium.
See chapter 9.

150	6		•	10	UC2000-15SL
180	7		•	10	UC2000-18SL
150	6	•		10	UC2001-15SL
180	7	•		10	UC2001-18SL
150	6		•	14	UC2010-15SL
180	7		•	14	UC2010-18SL
150	6	•		14	UC2011-15SL
180	7	•		14	UC2011-18SL

breiter flacher Griff | gedrehter Schluss | spitz
wide flat handle | streamlined | sharp

Mikro-Federschere
Micro scissors



Länge Length	Länge/inch Length/inch	breiter flacher Griff wide flat handle	gedrehter Schluss streamlined	gewinkelt angled	Schneide cutting edge	spitz sharp	Artikel-Nr. Product no.
-----------------	---------------------------	---	----------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	----------------------------

180	7	•	•	25°	10	•	UC2100-18SL
-----	---	---	---	-----	----	---	-------------

Mikro-Federschere
Micro scissors



Länge Length	Länge/inch Length/inch	breiter flacher Griff wide flat handle	gedrehter Schluss streamlined	gewinkelt angled	Schneide cutting edge	spitz sharp	Artikel-Nr. Product no.
-----------------	---------------------------	---	----------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	----------------------------

180	7	•	•	45°	10	•	UC2101-18SL
-----	---	---	---	-----	----	---	-------------

Mikro-Federschere
Micro scissors



Länge Length	Länge/inch Length/inch	breiter flacher Griff wide flat handle	gedrehter Schluss streamlined	gewinkelt angled	Schneide cutting edge	spitz sharp	Artikel-Nr. Product no.
-----------------	---------------------------	---	----------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	----------------------------

180	7	•	•	60°	10	•	UC2102-18SL
-----	---	---	---	-----	----	---	-------------

Mikro-Federschere
Micro scissors



Länge Length	Länge/inch Length/inch	breiter flacher Griff wide flat handle	gedrehter Schluss streamlined	gewinkelt angled	Schneide cutting edge	spitz sharp	Artikel-Nr. Product no.
-----------------	---------------------------	---	----------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	----------------------------

180	7	•	•	125°	10	•	UC2103-18SL
-----	---	---	---	------	----	---	-------------

8.

gewinkelt angled	Artikel-Nr. Product no.
25°	UC2110-18SL
45°	UC2111-18SL
60°	UC2112-18SL
125°	UC2113-18SL

Länge 180 | Länge/inch 7 | gedrehter Schluss | Rundgriff Ø 9 | Schneide 10 | spitz
 Length 180 | Length/inch 7 | streamlined | round handle Ø 9 | cutting edge 10 | sharp



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	gerade straight	Artikel-Nr. Product no.
150	6		•	UC2200-15SL
180	7		•	UC2200-18SL
150	6	•		UC2201-15SL
180	7	•		UC2201-18SL

gedrehter Schluss | Rundgriff Ø 8 | Schneide 10 | spitz
 streamlined | round handle Ø 8 | cutting edge 10 | sharp



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	gerade straight	Artikel-Nr. Product no.
150	6		•	UC2200-15SLT
180	7		•	UC2200-18SLT
150	6	•		UC2201-15SLT
180	7	•		UC2201-18SLT

gedrehter Schluss | Rundgriff Ø 8 | Schneide 10 | spitz | Titan
 streamlined | round handle Ø 8 | cutting edge 10 | sharp | titanium



Länge Length	Länge/inch Length/inch	gebogen curved	gerade straight	Artikel-Nr. Product no.
200	7 7/8		•	UC2300-20SL
225	8 7/8		•	UC2300-22SL
200	7 7/8	•		UC2301-20SL
225	8 7/8	•		UC2301-22SL

bajonettförmig | gedrehter Schluss | Schneide 14 | spitz
 bayonet | streamlined | cutting edge 14 | sharp



8.

Mikro-Knüpfpinzette
Micro suture forceps



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Fadenplatte tying platform	gebogen curved	gerade straight	langer Griff long handle	Artikel-Nr. Product no.
-----------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------

Auch in diamantierter oder Titan/diamantierter Ausführung erhältlich. Siehe Kapitel 9.
Available additional in diamond coated or Titanium/diamond coated. See chapter 9.

150	6	6 x 0,3		•	•	UC3000-15
150	6	6 x 0,3	•		•	UC3001-15
180	7	6 x 0,4		•		UC3010-18
180	7	6 x 0,4	•			UC3011-18
180	7	6 x 0,8		•		UC3020-18
210	8 1/4	6 x 0,8		•		UC3020-21
230	9	6 x 0,8		•		UC3020-23
180	7	6 x 0,8	•			UC3021-18
210	8 1/4	6 x 0,8	•			UC3021-21
230	9	6 x 0,8	•			UC3021-23

Maul glatt | mit Führungsstopstift | Rundgriff Ø 9
Jaw smooth | with guide and stop pin | round handle Ø 9

Mikro-Knüpfpinzette
Micro suture forceps



8.

Länge Length	Länge/inch Length/inch	Fadenplatte tying platform	gebogen curved	gerade straight	langer Griff long handle	Rundgriff round handle	Artikel-Nr. Product no.
-----------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------

Auch in diamantierter Ausführung erhältlich.
Siehe Kapitel 9.
Available additional in diamond coated.
See chapter 9.

150	6	6 x 0,3		•	•	Ø 9	UC3030-15
150	6	6 x 0,3	•		•	Ø 9	UC3031-15
180	7	6 x 0,4		•		Ø 9	UC3040-18
180	7	6 x 0,4	•			Ø 9	UC3041-18
180	7	6 x 0,8		•		Ø 9	UC3050-18
180	7	6 x 0,8	•			Ø 9	UC3051-18

Maul glatt | mit Führungsstopstift | Zähne 1 x 2
Jaw smooth | with guide and stop pin | Teeth 1 x 2

Länge Length	Länge/inch Length/inch	Fadenplatte tying platform	Maul glatt Jaw smooth	Maulbreite Jaw width	Artikel-Nr. Product no.
Auch in diamantierter Ausführung erhältlich. Siehe Kapitel 9. Available additional in diamond coated. See chapter 9.					
150	6	•	0,3		UC3100-15
180	7	•	0,3		UC3100-18
210	8 1/4	•	0,3		UC3100-21
230	9	•	0,3		UC3100-23
150	6	•	0,7		UC3110-15
180	7	•	0,7		UC3110-18
210	8 1/4	•	0,7		UC3110-21
230	9	•	0,7		UC3110-23
150	6	6 x 0,3			UC3120-15
180	7	6 x 0,3			UC3120-18
210	8 1/4	6 x 0,3			UC3120-21
230	9	6 x 0,3			UC3120-23
150	6	6 x 0,7			UC3130-15
180	7	6 x 0,7			UC3130-18
210	8 1/4	6 x 0,7			UC3130-21
230	9	6 x 0,7			UC3130-23
gerade mit Führungsstift Rundgriff Ø 8 straight with guide pin round handle Ø 8					



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Fadenplatte tying platform	Maul glatt Jaw smooth	Maulbreite Jaw width	Artikel-Nr. Product no.
Auch in diamantierter Ausführung erhältlich. Siehe apitel 9. Available additional in diamond coated. See chapter 9.					
150	6	•	0,3		UC3101-15
180	7	•	0,3		UC3101-18
210	8 1/4	•	0,3		UC3101-21
230	9	•	0,3		UC3101-23
150	6	•	0,7		UC3111-15
180	7	•	0,7		UC3111-18
210	8 1/4	•	0,7		UC3111-21
230	9	•	0,7		UC3111-23
150	6	6 x 0,3			UC3121-15
180	7	6 x 0,3			UC3121-18
210	8 1/4	6 x 0,3			UC3121-21
230	9	6 x 0,3			UC3121-23
150	6	6 x 0,7			UC3131-15
180	7	6 x 0,7			UC3131-18
210	8 1/4	6 x 0,7			UC3131-21
230	9	6 x 0,7			UC3131-23
gebogen mit Führungsstift Rundgriff Ø 8 curved with guide pin round handle Ø 8					



8.



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Fadenplatte tying platform	gebogen curved	gerade straight	Artikel-Nr. Product no.
150	6	6 x 0,3		•	UC3140-15
180	7	6 x 0,3		•	UC3140-18
150	6	6 x 0,3	•		UC3141-15
180	7	6 x 0,3	•		UC3141-18
150	6	6 x 0,7		•	UC3150-15
180	7	6 x 0,7		•	UC3150-18
150	6	6 x 0,7	•		UC3151-15
180	7	6 x 0,7	•		UC3151-18

Auch in diamantierter Ausführung erhältlich.
Siehe Kapitel 9.
Available additional in diamond coated.
See chapter 9.

mit Führungsstift | Rundgriff Ø 8 | Zähne 1 x 2
with guide pin | round handle Ø 8 | Teeth 1 x 2



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maulbreite Jaw width	Artikel-Nr. Product no.
150	6	1,2	UC3200-15
180	7	1,2	UC3200-18
210	8 1/4	1,2	UC3200-21
150	6	2	UC3210-15
180	7	2	UC3210-18
210	8 1/4	2	UC3210-21

Auch in abgewinkelter Ausführung erhältlich.
Siehe Kapitel 9.
Available additional in angled. See chapter 9.

gerade | Rundgriff Ø 8
straight | round handle Ø 8



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maulbreite Jaw width	Spitz sharp	stumpf blunt	Artikel-Nr. Product no.
200	7 7/8	0,4	•		UC3300-20
225	8 7/8	0,4	•		UC3300-22
240	9 1/2	0,4	•		UC3300-24
200	7 7/8	0,9		•	UC3310-20
225	8 7/8	0,9		•	UC3310-22
240	9 1/2	0,9		•	UC3310-24

Auch in abgewinkelter und diamantierter Ausführung erhältlich. Siehe Kapitel 9.
Available additional in angled and diamond coated. See chapter 9.

bajonettförmig | gerade
bayonet | straight

8.

feine Ausführung delicate model	Maulbreite Jaw width	Maullänge Jaw length	Schließdruck/g clamping pressure/g	Standard	starke Ausführung strong model	Artikel-Nr. Product no.
	0,75	4	125	•		UC4000-04
	1	6	100	•		UC4000-06
	2	8	85	•		UC4000-08
	2	10	60	•		UC4000-10
	0,75	4	150		•	UC4001-04
	1	6	150		•	UC4001-06
	2	8	150		•	UC4001-08
	2	10	150		•	UC4001-10
•	0,75	4	70			UC4002-04
•	1	6	70			UC4002-06
•	0,8	6	70			UC4003-06
•	1	8	70			UC4003-08
•	1,5	10	70			UC4003-10

gerade
straight

feine Ausführung delicate model	Maulbreite Jaw width	Maullänge Jaw length	Schließdruck/g clamping pressure/g	starke Ausführung strong model	Artikel-Nr. Product no.
	6	150	•		UC4010-06
•	6	70			UC4020-06
•	10	70			UC4030-10

leicht gebogen | Maulbreite 1
slightly curved | Jaw width 1

feine Ausführung delicate model	Maulbreite Jaw width	Maullänge Jaw length	Schließdruck/g clamping pressure/g	starke Ausführung strong model	Artikel-Nr. Product no.
	150		•		UC4011-06
•	70				UC4021-06

Maulbreite 1 | Maullänge 6 | stark gebogen
Jaw width 1 | Jaw length 6 | extra curved

feine Ausführung delicate model	Maulbreite Jaw width	Maullänge Jaw length	Schließdruck/g clamping pressure/g	starke Ausführung strong model	Artikel-Nr. Product no.
	150		•		UC4012-06
•	70				UC4022-06

gewinkelt 45° | Maulbreite 1 | Maullänge 6
angled 45° | Jaw width 1 | Jaw length 6

Mikro-Gefäßklemme
Micro vessel clip



Mikro-Gefäßklemme
Micro vessel clip



Mikro-Gefäßklemme
Micro vessel clip




Mikro-Gefäßklemme
Micro vessel clip



8.


Anlegezange für Mikro-Gefäßklemme
Applying forceps for micro vessel clip



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Artikel-Nr. Product no.
140	5 1/2	UC4100-14
180	7	UC4100-18
220	8 3/4	UC4100-22

mit Sperre
with catch

Mikro-Nadelhalter
Micro needle holder



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maulbreite Jaw width	ohne Sperre without catch	Rundgriff round handle	mit Sperre with catch	Artikel-Nr. Product no.
-----------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------

Auch in diamantierter und Titan-Ausführung erhältlich. Siehe Kapitel 9.
Available additional in diamond coated and Titanium. See chapter 9.

150	6	0,4	•	Ø 8		UC5000-15SL
180	7	0,4	•	Ø 9		UC5000-18SL
150	6	0,4		Ø 8	•	UC5010-15SL
180	7	0,4		Ø 9	•	UC5010-18SL
150	6	0,8	•	Ø 8		UC5020-15SL
180	7	0,8	•	Ø 9		UC5020-18SL
210	8 1/4	0,8	•	Ø 9		UC5020-21SL
150	6	0,8		Ø 8	•	UC5030-15SL
180	7	0,8		Ø 9	•	UC5030-18SL
210	8 1/4	0,8		Ø 9	•	UC5030-21SL

gedrehter Schluss | gerade | Maullänge 11
streamlined | straight | Jaw length 11

Mikro-Nadelhalter
Micro needle holder



Länge Length	Länge/inch Length/inch	Maulbreite Jaw width	ohne Sperre without catch	Rundgriff round handle	mit Sperre with catch	Artikel-Nr. Product no.
-----------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------

Auch in diamantierter und Titan-Ausführung erhältlich. Siehe Kapitel 9.
Available additional in diamond coated and Titanium. See chapter 9.

150	6	0,4	•	Ø 8		UC5001-15SL
180	7	0,4	•	Ø 9		UC5001-18SL
150	6	0,4		Ø 8	•	UC5011-15SL
180	7	0,4		Ø 9	•	UC5011-18SL
150	6	0,8	•	Ø 8		UC5021-15SL
180	7	0,8	•	Ø 9		UC5021-18SL
210	8 1/4	0,8	•	Ø 9		UC5021-21SL
150	6	0,8		Ø 8	•	UC5031-15SL
180	7	0,8		Ø 9	•	UC5031-18SL
210	8 1/4	0,8		Ø 9	•	UC5031-21SL

gebogen | gedrehter Schluss | Maullänge 11
curved | streamlined | Jaw length 11

gebogen curved	gerade straight	ohne Sperre without catch	mit Sperre with catch	Artikel-Nr. Product no.
Alle Instrumente mit langem Rändel. Auch in diamantierter Ausführung erhältlich. Siehe Kapitel 9. All instruments with long knurl. Available additional in diamond coated. See chapter 9.				
•	•	•		UC5100-23SL
		•		UC5101-23SL
	•		•	UC5110-23SL
•			•	UC5111-23SL
Länge 230 Länge/inch 9 gedrehter Schluss Maulbreite 0,8 Maullänge 11 Rundgriff Ø 9 Length 230 Length/inch 9 streamlined Jaw width 0,8 Jaw length 11 round handle Ø 9				



gebogen curved	gerade straight	ohne Sperre without catch	mit Sperre with catch	Artikel-Nr. Product no.
Auch in diamantierter Ausführung erhältlich. Siehe Kapitel 9. Available additional in diamond coated. See chapter 9.				
•	•	•		UC5200-18SL
		•		UC5201-18SL
	•		•	UC5210-18SL
•			•	UC5211-18SL
Länge 180 Länge/inch 7 bajonettförmig gedrehter Schluss Length 180 Length/inch 7 bayonet streamlined				



gebogen curved	gerade straight	Maul spitz Jaw sharp	Maul stumpf Jaw blunt	Maulbreite Jaw width	Artikel-Nr. Product no.
Auch in diamantierter Ausführung erhältlich. Siehe Kapitel 9. Available additional in diamond coated. See chapter 9.					
•	•	•		0,4	UC5300-22SL
		•		0,4	UC5301-22SL
	•		•	0,9	UC5310-22SL
•			•	0,9	UC5311-22SL
Länge 225 Länge/inch 8 7/8 bajonettförmig gedrehter Schluss ohne Sperre Length 225 Length/inch 8 7/8 bayonet streamlined without catch					



8.

Artikelnummer Beschreibung

UC2000-15SLT	Titan-Mikro-Federschere , breiter flacher Griff, gedrehter Schluss, 150 mm, Schneide 10 mm, spitz, gerade
UC2000-18SLT	Titan-Mikro-Federschere , breiter flacher Griff, gedrehter Schluss, 180 mm, Schneide 10 mm, spitz, gerade
UC2001-15SLT	Titan-Mikro-Federschere , breiter flacher Griff, gedrehter Schluss, 150 mm, Schneide 10 mm, spitz, gebogen
UC2001-18SLT	Titan-Mikro-Federschere , breiter flacher Griff, gedrehter Schluss, 180 mm, Schneide 10 mm, spitz, gebogen
UC3000-15D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 150 mm, langer Griff, mit Führungsstopstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gerade
UC3001-15D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 150 mm, langer Griff, mit Führungsstopstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gebogen
UC3010-18D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 180 mm, mit Führungsstopstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,4 mm, gerade
UC3011-18D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 180 mm, mit Führungsstopstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,4 mm, gebogen
UC3020-18D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 180 mm, mit Führungsstopstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, gerade
UC3020-21D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 210 mm, mit Führungsstopstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, gerade
UC3020-23D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 230 mm, mit Führungsstopstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, gerade
UC3021-18D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 180 mm, mit Führungsstopstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, gebogen
UC3021-21D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 210 mm, mit Führungsstopstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, gebogen
UC3021-23D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 230 mm, mit Führungsstopstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, gebogen
UC3030-15D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 150 mm, langer Griff, mit Führungsstopstift, diamantiert, 1 x 2 Zahn, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gerade
UC3031-15D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 150 mm, langer Griff, mit Führungsstopstift, diamantiert, 1 x 2 Zahn, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gebogen
UC3040-18D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 180 mm, mit Führungsstopstift, 1 x 2 Zahn, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,4 mm, gerade
UC3041-18D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 180 mm, mit Führungsstopstift, 1 x 2 Zahn, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,4 mm, gebogen
UC3050-18D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 180 mm, mit Führungsstopstift, 1 x 2 Zahn, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, gerade
UC3051-18D	Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 9 mm, 180 mm, mit Führungsstopstift, 1 x 2 Zahn, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, gebogen
UC3060-15DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, Fadenplatte 6 x 0,4 mm, diamantiert, gerade, mit Führungsstift
UC3060-18DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, Fadenplatte 6 x 0,4 mm, diamantiert, gerade, mit Führungsstift
UC3060-21DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, Fadenplatte 6 x 0,4 mm, diamantiert, gerade, mit Führungsstift
UC3060-23DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, Fadenplatte 6 x 0,4 mm, diamantiert, gerade, mit Führungsstift
UC3061-15DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, Fadenplatte 6 x 0,4 mm, diamantiert, gebogen, mit Führungsstift
UC3061-18DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, Fadenplatte 6 x 0,4 mm, diamantiert, gebogen, mit Führungsstift
UC3061-21DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, Fadenplatte 6 x 0,4 mm, diamantiert, gebogen, mit Führungsstift
UC3061-23DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, Fadenplatte 6 x 0,4 mm, diamantiert, gebogen, mit Führungsstift
UC3070-15DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, diamantiert, gerade, mit Führungsstift
UC3070-18DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, diamantiert, gerade, mit Führungsstift
UC3070-21DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, diamantiert, gerade, mit Führungsstift
UC3070-23DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, diamantiert, gerade, mit Führungsstift
UC3071-15DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, diamantiert, gebogen, mit Führungsstift
UC3071-18DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, diamantiert, gebogen, mit Führungsstift
UC3071-21DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, diamantiert, gebogen, mit Führungsstift
UC3071-23DT	Titan-Mikro-Knüpf-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, Fadenplatte 6 x 0,8 mm, diamantiert, gebogen, mit Führungsstift
UC3100-15D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,3 mm, gerade
UC3100-18D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,3 mm, gerade
UC3100-21D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,3 mm, gerade
UC3100-23D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,3 mm, gerade
UC3101-15D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,3 mm, gebogen
UC3101-18D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,3 mm, gebogen
UC3101-21D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,3 mm, gebogen
UC3101-23D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,3 mm, gebogen
UC3110-15D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,7 mm, gerade
UC3110-18D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,7 mm, gerade
UC3110-21D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,7 mm, gerade
UC3110-23D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,7 mm, gerade
UC3111-15D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,7 mm, gebogen
UC3111-18D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,7 mm, gebogen
UC3111-21D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,7 mm, gebogen
UC3111-23D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Maul 0,7 mm, gebogen

8.

Artikelnummer	Beschreibung
UC3120-15D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gerade
UC3120-18D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gerade
UC3120-21D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gerade
UC3120-23D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gerade
UC3121-15D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gebogen
UC3121-18D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gebogen
UC3121-21D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gebogen
UC3121-23D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gebogen
UC3130-15D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,7 mm, gerade
UC3130-18D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,7 mm, gerade
UC3130-21D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,7 mm, gerade
UC3130-23D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,7 mm, gerade
UC3131-15D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,7 mm, gebogen
UC3131-18D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,7 mm, gebogen
UC3131-21D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,7 mm, gebogen
UC3131-23D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, diamantiert, Fadenplatte 6 x 0,7 mm, gebogen
UC3140-15D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, diamantiert, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gerade
UC3150-15D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, diamantiert, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte 6 x 0,7 mm, gerade
UC3140-18D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, diamantiert, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gerade
UC3150-18D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, diamantiert, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte 6 x 0,7 mm, gerade
UC3141-15D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, diamantiert, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gebogen
UC3151-15D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, diamantiert, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte 6 x 0,7 mm, gebogen
UC3141-18D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, diamantiert, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte 6 x 0,3 mm, gebogen
UC3151-18D	Mikro-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, diamantiert, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte 6 x 0,7 mm, gebogen
UC3201-15	Atrauma-Mikro-Pinzette n. De Bakey , Ø 8 mm, 150 mm, abgewinkelt, Maulbreite 1,2 mm
UC3201-18	Atrauma-Mikro-Pinzette n. De Bakey , Ø 8 mm, 180 mm, abgewinkelt, Maulbreite 1,2 mm
UC3201-21	Atrauma-Mikro-Pinzette n. De Bakey , Ø 8 mm, 210 mm, abgewinkelt, Maulbreite 1,2 mm
UC3211-15	Atrauma-Mikro-Pinzette n. De Bakey , Ø 8 mm, 150 mm, abgewinkelt, Maulbreite 2 mm
UC3211-18	Atrauma-Mikro-Pinzette n. De Bakey , Ø 8 mm, 180 mm, abgewinkelt, Maulbreite 2 mm
UC3211-21	Atrauma-Mikro-Pinzette n. De Bakey , Ø 8 mm, 210 mm, abgewinkelt, Maulbreite 2 mm
UC3300-20D	Mikro-Pinzette n. YASARGIL , bayonett, 200 mm, gerade, Maul 0,4 mm spitz, diamantiert
UC3300-22D	Mikro-Pinzette n. YASARGIL , bayonett, 225 mm, gerade, Maul 0,4 mm spitz, diamantiert
UC3300-24D	Mikro-Pinzette n. YASARGIL , bayonett, 240 mm, gerade, Maul 0,4 mm spitz, diamantiert
UC3310-20D	Mikro-Pinzette n. YASARGIL , bayonett, 200 mm, gerade, Maul 0,9 mm, stumpf, diamantiert
UC3310-22D	Mikro-Pinzette n. YASARGIL , bayonett, 225 mm, gerade, Maul 0,9 mm, stumpf, diamantiert
UC3310-24D	Mikro-Pinzette n. YASARGIL , bayonett, 240 mm, gerade, Maul 0,9 mm, stumpf, diamantiert
UC3301-20	Mikro-Pinzette n. YASARGIL , bayonett, 200 mm, abgewinkelt, Maul 0,4 mm, spitz
UC3301-22	Mikro-Pinzette n. YASARGIL , bayonett, 225 mm, abgewinkelt, Maul 0,4 mm, spitz
UC3301-24	Mikro-Pinzette n. YASARGIL , bayonett, 240 mm, abgewinkelt, Maul 0,4 mm, spitz
UC3311-20	Mikro-Pinzette n. YASARGIL , bayonett, 200 mm, abgewinkelt, Maul 0,9 mm, stumpf
UC3311-22	Mikro-Pinzette n. YASARGIL , bayonett, 225 mm, abgewinkelt, Maul 0,9 mm, stumpf
UC3311-24	Mikro-Pinzette n. YASARGIL , bayonett, 240 mm, abgewinkelt, Maul 0,9 mm, stumpf

Artikelnummer	Beschreibung
UC3400-15	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, Ring 1 x 0,5 mm, glatt
UC3400-18	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, Ring 1 x 0,5 mm, glatt
UC3400-21	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, Ring 1 x 0,5 mm, glatt
UC3400-23	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, Ring 1 x 0,5 mm, glatt
UC3410-15	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, Ring 1 x 0,5 mm, fein gerieft
UC3410-18	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, Ring 1 x 0,5 mm, fein gerieft
UC3410-21	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, Ring 1 x 0,5 mm, fein gerieft
UC3410-23	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, Ring 1 x 0,5 mm, fein gerieft
UC3420-15	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, Ring 2 x 1 mm, glatt
UC3420-18	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, Ring 2 x 1 mm, glatt
UC3420-21	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, Ring 2 x 1 mm, glatt
UC3420-23	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, Ring 2 x 1 mm, glatt
UC3430-15	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, Ring 2 x 1 mm, fein gerieft
UC3430-18	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, Ring 2 x 1 mm, fein gerieft
UC3430-21	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, Ring 2 x 1 mm, fein gerieft
UC3430-23	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, Ring 2 x 1 mm, fein gerieft
UC3400-15D	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, Ring 1 x 0,5 mm, diamantiert
UC3400-18D	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, Ring 1 x 0,5mm, diamantiert
UC3400-21D	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, Ring 1 x 0,5mm, diamantiert
UC3400-23D	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, Ring 1 x 0,5mm, diamantiert
UC3420-15D	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, mit Führungsstift, Ring 2 x 1mm, diamantiert
UC3420-18D	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, mit Führungsstift, Ring 2 x 1mm, diamantiert
UC3420-21D	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, mit Führungsstift, Ring 2 x 1mm, diamantiert
UC3420-23D	Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, mit Führungsstift, Ring 2 x 1mm, diamantiert
UC3400-15DT	Titan-Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, diamantiert, Ring 1 x 0,5 mm mit Führungsstift
UC3400-18DT	Titan-Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, diamantiert, Ring 1 x 0,5 mm mit Führungsstift
UC3400-21DT	Titan-Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, diamantiert, Ring 1 x 0,5 mm mit Führungsstift
UC3400-23DT	Titan-Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, diamantiert, Ring 1 x 0,5 mm mit Führungsstift
UC3420-15DT	Titan-Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 150 mm, diamantiert, Ring 2 x 1mm mit Führungsstift
UC3420-18DT	Titan-Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 180 mm, diamantiert, Ring 2 x 1mm mit Führungsstift
UC3420-21DT	Titan-Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 210 mm, diamantiert, Ring 2 x 1mm mit Führungsstift
UC3420-23DT	Titan-Mikro-Ring-Pinzette , Ø 8 mm, 230 mm, diamantiert, Ring 2 x 1mm mit Führungsstift
UC5000-15SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, gedrehter Schluss, 150 mm, Maul 11 x 0,4 mm, diamantiert, ohne Sperre, gerade
UC5001-15SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, gedrehter Schluss, 150 mm, Maul 11 x 0,4 mm, diamantiert, ohne Sperre, gebogen
UC5010-15SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, gedrehter Schluss, 150 mm, Maul 11 x 0,4 mm, diamantiert, mit Sperre, gerade
UC5011-15SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, gedrehter Schluss, 150 mm, Maul 11 x 0,4 mm, diamantiert, mit Sperre, gebogen
UC5000-18SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 180 mm, Maul 11 x 0,4 mm, diamantiert, ohne Sperre, gerade
UC5001-18SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 180 mm, Maul 11 x 0,4 mm, diamantiert, ohne Sperre, gebogen
UC5010-18SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 180 mm, Maul 11 x 0,4 mm, diamantiert, mit Sperre, gerade
UC5011-18SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 180 mm, Maul 11 x 0,4 mm, diamantiert, mit Sperre, gebogen
UC5010-15SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 150 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,4 mm, mit Sperre (Titan), gerade
UC5010-18SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 180 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,4 mm, mit Sperre (Titan), gerade
UC5011-15SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 150 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,4 mm, mit Sperre (Titan), gebogen
UC5011-18SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 180 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,4 mm, mit Sperre (Titan), gebogen

9.

Artikelnummer	Beschreibung
UC5020-15SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, gedrehter Schluss, 150 mm, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, ohne Sperre, gerade
UC5021-15SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, gedrehter Schluss, 150 mm, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, ohne Sperre, gebogen
UC5030-15SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, gedrehter Schluss, 150 mm, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, mit Sperre, gerade
UC5031-15SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, gedrehter Schluss, 150 mm, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, mit Sperre, gebogen
UC5020-18SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 180 mm, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, ohne Sperre, gerade
UC5021-18SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 180 mm, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, ohne Sperre, gebogen
UC5030-18SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 180 mm, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, mit Sperre, gerade
UC5031-18SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 180 mm, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, mit Sperre, gebogen
CU5020-21SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 210 mm, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, ohne Sperre, gerade
UC5021-21SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 210 mm, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, ohne Sperre, gebogen
UC5030-21SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 210 mm, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, mit Sperre, gerade
UC5031-21SLD	Mikro-Nadelhalter , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 210 mm, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, mit Sperre, gebogen
UC5020-15SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 150 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,8 mm, ohne Sperre, gerade
UC5020-18SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 180 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,8 mm, ohne Sperre, gerade
UC5020-21SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 210 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,8 mm, ohne Sperre, gerade
UC5021-15SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 150 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,8 mm, ohne Sperre, gebogen
UC5021-18SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 180 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,8 mm, ohne Sperre, gebogen
UC5021-21SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 210 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,8 mm, ohne Sperre, gebogen
UC5030-15SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 150 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,8 mm, mit Sperre (Titan), gerade
UC5030-18SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 180 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,8 mm, mit Sperre (Titan), gerade
UC5030-21SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 210 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,8 mm, mit Sperre (Titan), gerade
UC5031-15SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 150 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,8 mm, mit Sperre (Titan), gebogen
UC5031-18SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 180 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,8 mm, mit Sperre (Titan), gebogen
UC5031-21SLT	Titan-Mikro-Nadelhalter , Ø 8 mm, 210 mm, gedrehter Schluss, Maul 11 x 0,8 mm, mit Sperre (Titan), gebogen
UC5100-23SLD	Mikro-Nadelhalter-Rundgriff , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 230 mm, langer Rändel, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, ohne Sperre, gerade
UC5101-23SLD	Mikro-Nadelhalter-Rundgriff , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 230 mm, langer Rändel, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, ohne Sperre, gebogen
UC5110-23SLD	Mikro-Nadelhalter-Rundgriff , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 230 mm, langer Rändel, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, mit Sperre, gerade
UC5111-23SLD	Mikro-Nadelhalter-Rundgriff , Ø 9 mm, gedrehter Schluss, 230 mm, langer Rändel, Maul 11 x 0,8 mm, diamantiert, mit Sperre, gebogen
UC5200-18SLD	Mikro-Nadelhalter n. JACOBSON , bayonett, 180 mm, diamantiert, ohne Sperre, gerade
UC5201-18SLD	Mikro-Nadelhalter n. JACOBSON , bayonett, 180 mm, diamantiert, ohne Sperre, gebogen
UC5210-18SLD	Mikro-Nadelhalter n. JACOBSON , bayonett, 180 mm, diamantiert, mit Sperre, gerade
UC5211-18SLD	Mikro-Nadelhalter n. JACOBSON , bayonett, 180 mm, diamantiert, mit Sperre, gebogen
UC5300-22SLD	Nadelhalter n. YASARGIL , bayonett, 225 mm, gedrehter Schluss, ohne Sperre, gerade, Maul spitz 0,4 mm, diamantiert
UC5301-22SLD	Nadelhalter n. YASARGIL , bayonett, 225 mm, gedrehter Schluss, ohne Sperre, gebogen, Maul spitz 0,4 mm, diamantiert
UC5310-22SLD	Nadelhalter n. YASARGIL , bayonett, 225 mm, gedrehter Schluss, ohne Sperre, gerade, Maul stumpf 0,9 mm, diamantiert
UC5311-22SLD	Nadelhalter n. YASARGIL , bayonett, 225 mm, gedrehter Schluss, ohne Sperre, gebogen, Maul stumpf 0,9 mm, diamantiert

Product number Description

UC2000-15SLT **Titanium micro scissors**, wide flat handle, streamlined, 150 mm, cutting edge 10 mm, sharp, straight
 UC2000-18SLT **Titanium micro scissors**, wide flat handle, streamlined, 180 mm, cutting edge 10 mm, sharp, straight
 UC2001-15SLT **Titanium micro scissors**, wide flat handle, streamlined, 150 mm, cutting edge 10 mm, sharp, curved
 UC2001-18SLT **Titanium micro scissors**, wide flat handle, streamlined, 180 mm, cutting edge 10 mm, sharp, curved

UC3000-15D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 150 mm, long handle, with guide and stop pin, diamond coated, tying platform 6 x 0,3 mm, curved
 UC3001-15D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 150 mm, long handle, with guide and stop pin, diamond coated, tying platform 6 x 0,3 mm, straight
 UC3010-18D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 180 mm, with guide and stop pin, diamond coated, tying platform, 6 x 0,4 mm, straight
 UC3011-18D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 180 mm, with guide and stop pin, diamond coated, tying platform, 6 x 0,4 mm, curved
 UC3020-18D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 180 mm, with guide and stop pin, diamond coated, tying platform, 6 x 0,8 mm, straight
 UC3020-21D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 210 mm, with guide and stop pin, diamond coated, tying platform, 6 x 0,8 mm, straight
 UC3020-23D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 230 mm, with guide and stop pin, diamond coated, tying platform, 6 x 0,8 mm, straight
 UC3021-18D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 180 mm, with guide and stop pin, diamond coated, tying platform, 6 x 0,8 mm, curved
 UC3021-21D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 210 mm, with guide and stop pin, diamond coated, tying platform, 6 x 0,8 mm, curved
 UC3021-23D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 230 mm, with guide and stop pin, diamond coated, tying platform, 6 x 0,8 mm, curved

UC3030-15D **Micro suture forceps**,
 Ø 9 mm, 150 mm, long handle, with guide and stop pin, diamond coated, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,3 mm, straight

UC3031-15D **Micro suture forceps**,
 Ø 9 mm, 150 mm, long handle, with guide and stop pin, diamond coated, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,3 mm, curved

UC3040-18D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 180 mm, with guide and stop pin, diamond coated, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,4 mm, straight

UC3041-18D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 180 mm, with guide and stop pin, diamond coated, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,4 mm, curved

UC3050-18D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 180 mm, with guide and stop pin, diamond coated, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,8 mm, straight

UC3051-18D **Micro suture forceps**, Ø 9 mm, 180 mm, with guide and stop pin, diamond coated, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,8 mm, curved

9.

UC3060-15DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,4 mm, diamond coated, straight

UC3060-18DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,4 mm, diamond coated, straight

UC3060-21DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,4 mm, diamond coated, straight

UC3060-23DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,4 mm, diamond coated, straight

UC3061-15DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,4 mm, diamond coated, curved

UC3061-18DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,4 mm, diamond coated, curved

UC3061-21DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,4 mm, diamond coated, curved

UC3061-23DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,4 mm, diamond coated, curved

UC3070-15DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,8 mm, diamond coated, straight

UC3070-18DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,8 mm, diamond coated, straight

UC3070-21DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,8 mm, diamond coated, straight

UC3070-23DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,8 mm, diamond coated, straight

UC3071-15DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,8 mm, diamond coated, curved

UC3071-18DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,8 mm, diamond coated, curved

UC3071-21DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,8 mm, diamond coated, curved

UC3071-23DT **Titanium micro suture forceps**, Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,8 mm, diamond coated, curved

Product number	Description
UC3100-15D	Micro forceps , Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, jaw width 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3100-18D	Micro forceps , Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, jaw width 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3100-21D	Micro forceps , Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, jaw width 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3100-23D	Micro forceps , Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, jaw width 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3101-15D	Micro forceps , Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, jaw width 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3101-18D	Micro forceps , Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, jaw width 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3101-21D	Micro forceps , Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, jaw width 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3101-23D	Micro forceps , Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, jaw width 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3110-15D	Micro forceps , Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, jaw width 0,7 mm, diamond coated, straight
UC3110-18D	Micro forceps , Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, jaw width 0,7 mm, diamond coated, straight
UC3110-21D	Micro forceps , Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, jaw width 0,7 mm, diamond coated, straight
UC3110-23D	Micro forceps , Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, jaw width 0,7 mm, diamond coated, straight
UC3111-15D	Micro forceps , Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, jaw width 0,7 mm, diamond coated, curved
UC3111-18D	Micro forceps , Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, jaw width 0,7 mm, diamond coated, curved
UC3111-21D	Micro forceps , Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, jaw width 0,7 mm, diamond coated, curved
UC3111-23D	Micro forceps , Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, jaw width 0,7 mm, diamond coated, curved
UC3120-15D	Micro forceps , Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3120-18D	Micro forceps , Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3120-21D	Micro forceps , Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3120-23D	Micro forceps , Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3121-15D	Micro forceps , Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3121-18D	Micro forceps , Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3121-21D	Micro forceps , Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3121-23D	Micro forceps , Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3130-15D	Micro forceps , Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3130-18D	Micro forceps , Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3130-21D	Micro forceps , Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3130-23D	Micro forceps , Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3131-15D	Micro forceps , Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3131-18D	Micro forceps , Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3131-21D	Micro forceps , Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3131-23D	Micro forceps , Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3140-15D	Micro forceps , Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3150-15D	Micro forceps , Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,7 mm, diamond coated, straight
UC3140-18D	Micro forceps , Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, straight
UC3150-18D	Micro forceps , Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,7 mm, diamond coated, straight
UC3141-15D	Micro forceps , Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3151-15D	Micro forceps , Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,7 mm, diamond coated, curved
UC3141-18D	Micro forceps , Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,3 mm, diamond coated, curved
UC3151-18D	Micro forceps , Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, 1 x 2 teeth, tying platform 6 x 0,7 mm, diamond coated, curved
UC3201-15	Atrauma micro forceps acc. to DE BAKEY , Ø 8 mm, 150 mm, angled, jaw width 1.2 mm
UC3201-18	Atrauma micro forceps acc. to DE BAKEY , Ø 8 mm, 180 mm, angled, jaw width 1.2 mm
UC3201-21	Atrauma micro forceps acc. to DE BAKEY , Ø 8 mm, 210 mm, angled, jaw width 1.2 mm
UC3211-15	Atrauma micro forceps acc. to DE BAKEY , Ø 8 mm, 150 mm, angled, jaw width 2 mm
UC3211-18	Atrauma micro forceps acc. to DE BAKEY , Ø 8 mm, 180 mm, angled, jaw width 2 mm
UC3211-21	Atrauma micro forceps acc. to DE BAKEY , Ø 8 mm, 210 mm, angled, jaw width 2 mm

Product number Description

UC3300-20D **Micro forceps acc. to YASARGIL**, bayonet, 200 mm, jaw width 0.4 mm, diamond coated, sharp, straight
 UC3300-22D **Micro forceps acc. to YASARGIL**, bayonet, 225 mm, jaw width 0.4 mm, diamond coated, sharp, straight
 UC3300-24D **Micro forceps acc. to YASARGIL**, bayonet, 240 mm, jaw width 0.4 mm, diamond coated, sharp, straight
 UC3310-20D **Micro forceps acc. to YASARGIL**, bayonet, 200 mm, jaw width 0.9 mm, diamond coated, blunt, straight
 UC3310-22D **Micro forceps acc. to YASARGIL**, bayonet, 225 mm, jaw width 0.9 mm, diamond coated, blunt, straight
 UC3310-24D **Micro forceps acc. to YASARGIL**, bayonet, 240 mm, jaw width 0.9 mm, diamond coated, blunt, straight

UC3301-20 **Micro forceps acc. to YASARGIL**, bayonet, 200 mm, angled, jaw width 0.4 mm, sharp
 UC3301-22 **Micro forceps acc. to YASARGIL**, bayonet, 225 mm, angled, jaw width 0.4 mm, sharp
 UC3301-24 **Micro forceps acc. to YASARGIL**, bayonet, 240 mm, angled, jaw width 0.4 mm, sharp
 UC3311-20 **Micro forceps acc. to YASARGIL**, bayonet, 200 mm, angled, jaw width 0.9 mm, blunt
 UC3311-22 **Micro forceps acc. to YASARGIL**, bayonet, 225 mm, angled, jaw width 0.9 mm, blunt
 UC3311-24 **Micro forceps acc. to YASARGIL**, bayonet, 240 mm, angled, jaw width 0.9 mm, blunt

UC3400-15 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, smooth
 UC3400-18 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, smooth
 UC3400-21 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, smooth
 UC3400-23 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, smooth
 UC3410-15 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, fine serrated
 UC3410-18 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, fine serrated
 UC3410-21 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, fine serrated
 UC3410-23 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, fine serrated
 UC3420-15 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, smooth
 UC3420-18 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, smooth
 UC3420-21 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, smooth
 UC3420-23 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, smooth
 UC3430-15 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, fine serrated
 UC3430-18 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, fine serrated
 UC3430-21 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, fine serrated
 UC3430-23 **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, fine serrated

UC3400-15D **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, diamond coated
 UC3400-18D **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, diamond coated
 UC3400-21D **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, diamond coated
 UC3400-23D **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, diamond coated
 UC3420-15D **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, diamond coated
 UC3420-18D **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, diamond coated
 UC3420-21D **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, diamond coated
 UC3420-23D **Micro ring forceps**, Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, diamond coated

UC3400-15DT **Titanium micro ring forceps**, Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, diamond coated
 UC3400-18DT **Titanium micro ring forceps**, Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, diamond coated
 UC3400-21DT **Titanium micro ring forceps**, Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, diamond coated
 UC3400-23DT **Titanium micro ring forceps**, Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, ring 1 x 0,5 mm, diamond coated
 UC3420-15DT **Titanium micro ring forceps**, Ø 8 mm, 150 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, diamond coated
 UC3420-18DT **Titanium micro ring forceps**, Ø 8 mm, 180 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, diamond coated
 UC3420-21DT **Titanium micro ring forceps**, Ø 8 mm, 210 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, diamond coated
 UC3420-23DT **Titanium micro ring forceps**, Ø 8 mm, 230 mm, with guide pin, ring 2 x 1 mm, diamond coated

UC5000-15SLD **Micro needle holder**, Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,4 mm, diamond coated, without catch, straight
 UC5001-15SLD **Micro needle holder**, Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,4 mm, diamond coated, without catch, curved
 UC5010-15SLD **Micro needle holder**, Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,4 mm, diamond coated, with catch, straight
 UC5011-15SLD **Micro needle holder**, Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,4 mm, diamond coated, with catch, curved

9.

Product number	Description
UC5000-18SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,4 mm, diamond coated, without catch, straight
UC5001-18SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,4 mm, diamond coated, without catch, curved
UC5010-18SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,4 mm, diamond coated, with catch, straight
UC5011-18SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,4 mm, diamond coated, with catch, curved
UC5010-15SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,4 mm, with catch (titanium), straight
UC5010-18SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,4 mm, with catch (titanium), straight
UC5011-15SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,4 mm, with catch (titanium), curved
UC5011-18SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,4 mm, with catch (titanium), curved
UC5020-15SLD	Micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, without catch, straight
UC5021-15SLD	Micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, without catch, curved
UC5030-15SLD	Micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, with catch, straight
UC5031-15SLD	Micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, with catch, curved
UC5020-18SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, without catch, straight
UC5021-18SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, without catch, curved
UC5030-18SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, with catch, straight
UC5031-18SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, with catch, curved
CU5020-21SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, streamlined, 210 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, without catch, straight
UC5021-21SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, streamlined, 210 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, without catch, curved
UC5030-21SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, streamlined, 210 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, with catch, straight
UC5031-21SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, streamlined, 210 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, with catch, curved
UC5020-15SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,8 mm, without catch, straight
UC5020-18SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,8 mm, without catch, straight
UC5020-21SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 210 mm, jaw 11 x 0,8 mm, without catch, straight
UC5021-15SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,8 mm, without catch, curved
UC5021-18SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,8 mm, without catch, curved
UC5021-21SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 210 mm, jaw 11 x 0,8 mm, without catch, curved
UC5030-15SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,8 mm, with catch (titanium), straight
UC5030-18SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,8 mm, with catch (titanium), straight
UC5030-21SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 210 mm, jaw 11 x 0,8 mm, with catch (titanium), straight
UC5031-15SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 150 mm, jaw 11 x 0,8 mm, with catch (titanium), curved
UC5031-18SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 180 mm, jaw 11 x 0,8 mm, with catch (titanium), curved
UC5031-21SLT	Titanium micro needle holder , Ø 8 mm, streamlined, 210 mm, jaw 11 x 0,8 mm, with catch (titanium), curved
UC5100-23SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, long knurl, streamlined, 230 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, without catch, straight
UC5101-23SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, long knurl, streamlined, 230 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, without catch, curved
UC5110-23SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, long knurl, streamlined, 230 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, with catch, straight
UC5111-23SLD	Micro needle holder , Ø 9 mm, long knurl, streamlined, 230 mm, jaw 11 x 0,8 mm, diamond coated, with catch, curved
UC5200-18SLD	Micro needle holder acc. to JACOBSON , bayonet, streamlined, 180 mm, diamond coated, without catch, straight
UC5201-18SLD	Micro needle holder acc. to JACOBSON , bayonet, streamlined, 180 mm, diamond coated, without catch, curved
UC5210-18SLD	Micro needle holder acc. to JACOBSON , bayonet, streamlined, 180 mm, diamond coated, with catch, straight
UC5211-18SLD	Micro needle holder acc. to JACOBSON , bayonet, streamlined, 180 mm, diamond coated, with catch, curved
UC5300-22SLD	Needle holder acc. to YASARGIL , bayonet, streamlined, 225 mm, jaw width 0,4 mm, sharp, diamond coated, without catch, straight
UC5301-22SLD	Needle holder acc. to YASARGIL , bayonet, streamlined, 225 mm, jaw width 0,4 mm, sharp, diamond coated, without catch, curved
UC5310-22SLD	Needle holder acc. to YASARGIL , bayonet, streamlined, 225 mm, jaw width 0,9 mm, blunt, diamond coated, with catch, straight
UC5311-22SLD	Needle holder acc. to YASARGIL , bayonet, streamlined, 225 mm, jaw width 0,9 mm, blunt, diamond coated, with catch, curved

GRUND-GEFÄßSIEB		
Artikelnummer	Beschreibung	Stück
UL1010-13	Skalpellgriff , Nr. 3, Länge 125 mm	1
UL7051-16	Wundspreizer n. WEITLANER , 3x4 Zinken, stumpf, Länge 160 mm	1
UL7070-21	Hernienspreizer n. VOSS , halbscharf, 4x4 Zinken, Länge 210 mm	1
UL4616-16	Präparier- und Ligaturklemme n. GEMINI , Fig. 2, Länge 160 mm	4
UL8820-06	Laborschale , Volumen 0,06 l	3
UL4016-12	Arterienklemme n. MIKRO-MOSQUITO , gebogen, Länge 120 mm	5
UL4160-06	Bulldogklemme n. Ulm , gerade, atraumatisch, Länge 60 mm	4
UL4161-06	Bulldogklemme n. Ulm , gebogen, atraumatisch, Länge 55 mm	4
UL3280-14	Chirurgische Pinzette , mittelbreit, 1x2 Zähne, Länge 145 mm	2
UL3080-14	Anatomische Pinzette , mittelbreit, Länge 145 mm	2
UL2386-14	Präparierschere n. METZENBAUM , gebogen, stumpf-stumpf, Länge 145 mm	2
UL2630-15	Inzisionsschere , Winkel 45°, Länge 150 mm	1
UE3043-15	Gefäßspatel n. VOLLMAR , stumpf, Breite 3 mm, Länge 150 mm	1
UE3230-15-04	Gefäßspülkanüle n. VOLLMAR , gebogen, Ø 1,5 mm, Länge 40 mm	1
UE3230-20-04	Gefäßspülkanüle n. VOLLMAR , gebogen, Ø 2,0 mm, Länge 40 mm	1
UE3230-25-04	Gefäßspülkanüle n. VOLLMAR , gebogen, Ø 2,5 mm, Länge 40 mm	1
UE3230-30-04	Gefäßspülkanüle n. VOLLMAR , gebogen, Ø 3,0 mm, Länge 40 mm	1
UE3230-40-04	Gefäßspülkanüle n. VOLLMAR , gebogen, Ø 4,0 mm, Länge 40 mm	1
UL7240-08	Infragenualer Retraktor n. VAN DONGEN , Satz bestehend aus UL 7240-08 bis UL 7245-09, Länge 80 mm	2
UL4251-21	Mehrzweckklemme n. DE BAKEY , Winkel 60°, Länge 210 mm	4
UL4186-12	Bulldogklemme n. DE BAKEY , gebogen, atraumatisch, Länge 120 mm	2
UL4246-19	Tangentialverschlussklemme n. DE BAKEY-SATINSKY , Länge 190 mm	1
UL4531-12	Gefäßklemme , Winkel 60°, mit abgew. Branchen, Länge 120 mm	1
UE3043-20	Gefäßspatel n. VOLLMAR , Breite 3 mm, Länge 200 mm	1
UL2618-45	Gefäßschere n. HEGEMANN-DIETRICH , Winkel 45°, Länge 180 mm	1
UL4530-17	Gefäßklemme , gerade, mit abgew. Branchen, Länge 165 mm	2
UL4196-11	Carotisbulldogklemme n. GREGORY , atraumatisch, rechts gebogen, Länge 110 mm	1
UL4197-11	Carotisbulldogklemme n. GREGORY , atraumatisch, links gebogen, Länge 110 mm	1
UL5160-20	Nadelhalter n. DE BAKEY , HM, Teilung 0,4 mm, Länge 200 mm	1
UL5150-15	Nadelhalter n. OELERT , HM, fein, glattes Maul, Länge 150 mm	1
UL5150-18	Nadelhalter n. OELERT , HM, fein, glattes Maul, Länge 180 mm	1
UE3112-00	Gefäßdilatoren n. DE BAKEY , Satz bestehend aus 12 Größen	1
1464LL1.B	Knopfkanüle	1
UL2521-23	Präparierschere n. METZENBAUM , gebogen, stumpf-stumpf, HM, fein, Länge 230 mm	1
19E-102.01	Standard Container , Wanne nicht perforiert, 580 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Kennzeichnungsschild , rot, Text: „Grund-Gefäßsieb“	1
	Entsorgungsmarke für Siebkörbe , Text: „Grund-Gefäßsieb“	1
75.0005.9	Siebschale mit Fallgriff , 480 x 250 x 50 mm	1

GEFÄßSIEB II		
Artikelnummer	Beschreibung	Stück
UL1010-13	Skalpelli griff, Nr. 3, Länge 125 mm	2
UL1020-13	Skalpelli griff, Nr. 4, Länge 125 mm	1
UL2410-17	Präparierschere n. MAYO-STILLE , gerade, stumpf-stumpf, Länge 170 mm	1
UL2618-125	Coronarschere n. HEGEMANN , Winkel 125°, Länge 190 mm	1
UC2618-25MC	Gefäßschere n. HEGEMANN-DIETRICH , Winkel 25°, Länge 180 mm, MagicCut	1
UL3010-12	Anatomische Pinzette n. MIKRO-ADSON , Länge 120 mm	1
UL3011-12	Anatomische Pinzette n. ADSON , Länge 120 mm	1
UL3030-15	Anatomische Pinzette n. SEMKEN , Länge 150 mm	2
UL3280-16	Chirurgische Pinzette , mittelbreit, 1x2 Zähne, Länge 160 mm	2
UL3420-16	Atraumatische Pinzette n. DE BAKEY , Maulbreite 1,5 mm, Länge 160 mm	2
UL4005-10	Arterienklemme n. HARTMANN , gerade, Länge 100 mm	1
UL4041-12	Arterienklemme n. HALSTEAD-MOSQUITO , gebogen, Länge 125 mm	6
UC4001-10	Mikro-Gefäßklemme , starke Ausführung, ca. 150 g, 2 x 10 mm, gerade, - Instrument -	1
UC4021-06	Mikro-Gefäßklemme , feine Ausführung, ca. 70 g, 1 x 6 mm, stark gebogen, - Instrument -	1
UC4100-18	Anlegezange für Mikro-Gefäßklemmen , 180 mm, mit Sperre	
UL4175-04	Bulldogklemme n. POTTS-DE BAKEY , gerade, atraumatisch, Länge 40 mm	1
UL4176-04	Bulldogklemme n. POTTS-DE BAKEY , gebogen, atraumatisch, Länge 35 mm	1
UL4246-25	Tangentialverschlussklemme n. DE BAKEY-SATINSKY , Länge 250 mm	1
UL4532-21	Gefäßklemme , Winkel 60°, mit gebogenen Branchen, Länge 210 mm	1
UL4635-24	Präparier- und Ligaturklemme n. RUMEL , Fig. 5, Länge 240 mm	1
UL4646-15	Präparierklemme n. MIXTER , gebogen, Länge 155 mm	2
UL4900-20	Tupferzange n. Ulm , gerade, Länge 200 mm	6
UL5160-23	Nadelhalter n. DE BAKEY , HM, Teilung 0,4 mm, Länge 230 mm	4
UL5160-26	Nadelhalter n. DE BAKEY , HM, Teilung 0,4 mm, Länge 260 mm	2
UL5902-65	Innendose allein , Ø 61 mm	1
UL6012-15	Gefäßhäkchen n. LOEPRECHT , Breite 2,5 mm, Länge 150 mm	2
UL6060-20	Coronarhäkchen n. SCHRAMM , geknüpft, Länge 200 mm	1
UL6200-18-200	Venenhaken n. CUSHING , Breite 18 mm, Länge 200 mm	1
UL6210-20	Venenhaken n. CARSTENSEN , Länge 200 mm	2
UL6500-30-10	Wundhaken n. LANGENBECK , 10 x 30 mm, Länge 210 mm	2
UL7210-20	Gefäßwundsperrerr n. SACHWEH , Satz mit Valven UL 7223-03, UL 7224-04, Länge 200 mm	1
UL8820-09	Laborschale , Volumen 0,16 l	1
UL8900-14	Sterilisierklammer n. MAYO , Länge 140 mm	1
19E-102.01	Standard Container , Wanne nicht perforiert, 580 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Kennzeichnungsschild , rot, Text: „Gefäßsieb II“	1
	Entsorgungsmarke für Siebkörbe , Text: „Gefäßsieb II“	1
75.0005.9	Siebschale mit Fallgriff , 480 x 250 x 50 mm	1

ZUSATZ-GEFÄßSIEB

Artikelnummer	Beschreibung	Stück
UL4260-25	Gefäßklemme n. De BAKEY-GLOVER , gerade, Länge 250 mm	4
UL4306-25	Gefäßklemme n. DE BAKEY , gebogen, Länge 275 mm	2
UL4306-27	Gefäßklemme n. DE BAKEY , leicht gebogen, Länge 290 mm	4
UL2521-23	Präparierschere n. METZENBAUM , gebogen, stumpf-stumpf, HM, fein, Länge 230 mm	2
UL3430-24	Atraumatische Pinzette n. DE BAKEY , Maulbreite 2,0 mm, Länge 240 mm	3
UL5160-23	Nadelhalter n. DE BAKEY , HM, Teilung 0,4 mm, Länge 230 mm	5
UL4246-27	Tangentialverschlussklemme n. DE BAKEY-SATINSKY , Länge 270 mm	2
UL4246-28	Tangentialverschlussklemme n. DE BAKEY-SATINSKY , Länge 275 mm	2
UL3450-30	Atraumatische Pinzette n. DE BAKEY , Maulbreite 2,7 mm, Länge 300 mm	2
UL2536-25	Präparierschere n. METZENBAUM , gebogen, stumpf-stumpf, HM, Länge 250 mm	2
19E-102.01	Standard Container , Wanne nicht perforiert, 580 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Kennzeichnungsschild , rot, Text: „Zusatz-Gefäßsieb“	1
	Entsorgungsmarke für Siebkörbe , Text: „Zusatz-Gefäßsieb“	1
75.0005.9	Siebschale mit Fallgriff , 480 x 250 x 50 mm	1

SHUNTREVISION

Artikelnummer	Beschreibung	Stück
UE3120-00	Gefäßdilatoren n. VOLLMAR , Satz bestehend aus 5 Größen	1
UL4251-21	Mehrzweckklemme n. DE BAKEY , Winkel 60°, Länge 210 mm	2
1464LL1.B	Knopfkanüle	1
UL4531-12	Gefäßklemme , Winkel 60°, mit abgew. Branchen, Länge 120 mm	1
UL4616-16	Präparier- und Ligaturklemme n. GEMINI , Fig. 2, Länge 160 mm	2
UL8820-06	Laborschale , Volumen 0,06 l	1
UL1010-13	Skalpelli , Nr. 3, Länge 125 mm	1
UL7051-11	Wundspreizer n. WEITLANER , 2x3 Zähne, stumpf, Länge 110 mm	1
UL4016-12	Arterienklemme n. MIKRO-MOSQUITO , gebogen, Länge 120 mm	5
UL4160-06	Bulldogklemme n. Ulm , gerade, atraumatisch, Länge 60 mm	2
UL4161-06	Bulldogklemme n. Ulm , gebogen, atraumatisch, Länge 55 mm	2
UL3222-15	Chirurgische Pinzette n. STRELI , 1x2 Zähne, Maulbreite 1,2 mm, Länge 150 mm	2
UL3080-13	Anatomische Pinzette , mittelbreit, Länge 130 mm	2
UL5160-15	Nadelhalter n. DE BAKEY , HM, Teilung 0,4 mm, Länge 150 mm	1
UE3230-15-04	Gefäßspülkanüle n. VOLLMAR , gebogen, Ø 1,5 mm, Länge 40 mm	1
UE3230-20-04	Gefäßspülkanüle n. VOLLMAR , gebogen, Ø 2,0 mm, Länge 40 mm	1
UE3230-25-04	Gefäßspülkanüle n. VOLLMAR , gebogen, Ø 2,5 mm, Länge 40 mm	1
UE3230-30-04	Gefäßspülkanüle n. VOLLMAR , gebogen, Ø 3,0 mm, Länge 40 mm	1
UE3230-40-04	Gefäßspülkanüle n. VOLLMAR , gebogen, Ø 4,0 mm, Länge 40 mm	1
UL2386-14	Präparierschere n. METZENBAUM , gebogen, stumpf-stumpf, Länge 145 mm	2
UL2630-15	Inzisionsschere , Winkel 45°, Länge 150 mm	1
19E-192.01	Standard Container , Wanne nicht perforiert, 285 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Kennzeichnungsschild , rot, Text: „Shunt-Revision“	1
	Entsorgungsmarke für Siebkörbe , Text: „Shunt-Revision“	1
75.0005.3	Siebschale , 240 x 250 x 50 mm	1

SHUNT-SIEB		
Artikelnummer	Beschreibung	Stück
UL1010-13	Skalpelloff , Nr. 3, Länge 125 mm	2
UL1020-13	Skalpelloff , Nr. 4, Länge 125 mm	1
UL2326-15	Nervpräparierschere n. STRELI , gebogen, Spatelschneide, Länge 150 mm	1
UL2351-18	Präparierschere n. TOENNIS-ADSON , sehr fein, gebogen, stumpf-stumpf, Länge 175 mm	1
UL2386-14	Präparierschere n. METZENBAUM , gebogen, stumpf-stumpf, Länge 145 mm	1
UL2416-16	Präparierschere n. LEXER , gebogen, stumpf-stumpf, Länge 160 mm	1
UL3010-12	Anatomische Pinzette n. MIKRO-ADSON , Länge 120 mm	2
UL3011-12	Anatomische Pinzette n. ADSON , Länge 120 mm	1
UL3030-15	Anatomische Pinzette n. SEMKEN , Länge 150 mm	2
UL3280-16	Chirurgische Pinzette , mittelbreit, 1x2 Zähne, Länge 160 mm	2
UL3420-16	Atraumatische Pinzette n. DE BAKEY , Maulbreite 1,5 mm, Länge 160 mm	2
UL4005-10	Arterienklemme n. HARTMANN , gerade, Länge 100 mm	1
UL4041-12	Arterienklemme n. HALSTEAD-MOSQUITO , gebogen, Länge 125 mm	6
UL4096-14	Arterienklemme n. CRILE , gebogen, Länge 140 mm	2
UL4106-14	Arterienklemme n. KELLY , gebogen, Länge 140 mm	1
UL4926-10	Tuchklemme n. TOHOKU , Länge 100 mm	10
UL5140-15	Nadelhalter n. CRILE-WOOD , HM, Teilung 0,4 mm, Länge 150 mm	2
UL5160-18	Nadelhalter n. DE BAKEY , HM, Teilung 0,4 mm, Länge 180 mm	1
UL6200-18-200	Venenhaken n. CUSHING , Breite 18 mm, Länge 200 mm	2
UL6310-16	Wundhaken n. SENN-MILLER , doppelendig, stumpf, Länge 160 mm	2
UL6510-35-15	Wundhaken n. KOCHER-LANGENBECK , 15 x 35 mm, Länge 215 mm	2
UL7010-07	Wundspreizer n. ALM , halbscharf, 4x4 Zinken, Länge 70 mm	1
UL7010-10	Wundspreizer n. ALM , halbscharf, 4x4 Zinken, Länge 100 mm	1
UL8820-04	Laborschale , Volumen 0,016 l	1
UL8820-06	Laborschale , Volumen 0,06 l	1
UL8820-09	Laborschale , Volumen 0,16 l	1
UL8900-14	Sterilisierklammer n. MAYO , Länge 140 mm	1
19E-192.01	Standard Container , Wanne nicht perforiert, 285 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Kennzeichnungsschild , rot, Text: „Shunt-Sieb“	1
	Entsorgungsmarke für Siebkörbe , Text: „Shunt-Sieb“	1
75.0005.3	Siebschale , 240 x 250 x 50 mm	1

SHUNT-SIEB AMBULANT

Artikelnummer	Beschreibung	Stück
UL8820-06	Laborschale , Volumen 0,06 l	1
UL1010-13	Skalpelli griff, Nr. 3, Länge 125 mm	1
UL7051-11	Wundspreizer n. WEITLANER , 2x3 Zähne, stumpf, Länge 110 mm	1
UL4016-12	Arterienklemme n. MIKRO-MOSQUITO , gebogen, Länge 120 mm	3
UL4160-06	Bulldogklemme n. Ulm , gerade, atraumatisch, Länge 60 mm	2
UL4161-06	Bulldogklemme n. Ulm , gebogen, atraumatisch, Länge 55 mm	2
UL3222-15	Chirurgische Pinzette n. STRELI , 1x2 Zähne, Maulbreite 1,2 mm, Länge 150 mm	2
UL3080-13	Anatomische Pinzette , mittelbreit, Länge 130 mm	2
UL5160-15	Nadelhalter n. DE BAKEY , HM, Teilung 0,4 mm, Länge 150 mm	1
UE3230-15-04	Gefäßspülkanüle n. VOLLMAR , gebogen, Ø 1,5 mm, Länge 40 mm	1
UL2386-14	Präparierschere n. METZENBAUM , gebogen, stumpf-stumpf, Länge 145 mm	2
UL2630-15	Inzisionsschere , Winkel 45°, Länge 150 mm	1
UL6310-16	Wundhaken n. SENN-MILLER , doppelendig, stumpf, Länge 160 mm	2
19E-192.01	Standard Container , Wanne nicht perforiert, 285 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Kennzeichnungsschild , rot, Text: "Shunt amb."	1
	Entsorgungsmarke für Siebkörbe , Text: "Shunt amb."	1
75.0005.3	Siebschale , 240 x 250 x 50 mm	1

VARIZEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stück
UL7051-11	Wundspreizer n. WEITLANER , 2x3 Zähne, stumpf, Länge 110 mm	1
UL6190-12-160	Venenhäkchen , Länge 160 mm, Breite 12 mm	2
UL6310-16	Wundhaken n. SENN-MILLER , doppelendig, stumpf, Länge 160 mm	2
UL3222-15	Chirurgische Pinzette n. STRELI , 1x2 Zähne, Maulbreite 1,2 mm, Länge 150 mm	2
UL3080-13	Anatomische Pinzette , mittelbreit, Länge 130 mm	2
UL4016-12	Arterienklemme n. MIKRO-MOSQUITO , gebogen, Länge 120 mm	3
UL4015-10	Arterienklemme n. MIKRO-MOSQUITO , gerade, Länge 100 mm	1
UL4020-12	Arterienklemme n. MIKRO-MOSQUITO , 1x2 Zähne, gerade, Länge 120 mm	1
UE4025-18	Phlebodissektor n. VARADY , doppelendig, Breite 2 mm, Länge 180 mm	1
UE4026-18	Phlebodissektor n. VARADY , doppelendig, Breite 1,7 mm, Länge 180 mm	1
UL4101-16	Arterienklemme n. RANKIN-CRILE , gebogen, Länge 160 mm	3
UE 4500	Bergesonde Set n. NABATOFF , Satz bestehend aus UE 4501 bis UE 4524, ohne UE 4506 und UE 4502-60	1
UL5160-15	Nadelhalter n. DE BAKEY , HM, Teilung 0,4 mm, Länge 150 mm	1
19E-192.01	Standard Container , Wanne nicht perforiert, 285 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Kennzeichnungsschild , rot, Text: „Varizen“	1
	Entsorgungsmarke für Siebkörbe , Text: „Varizen“	1
75.0005.3	Siebschale , 240 x 250 x 50 mm	1

VASCULAR SURGERY – BASIC TRAY

Product number	Description	Qty
UL1010-13	Scalpel handle , No. 3, length 125 mm,	1
UL7051-16	Self-retaining retractor acc. to WEITLANER , blunt, 3x4 prongs, length 160 mm	1
UL7070-21	Hernia retractor acc. to VOSS , semi-sharp, 4x4 prongs, length 210 mm	1
UL4616-16	Dissecting and ligature forceps acc. to GEMINI , fig. 2, length 160 mm	4
UL8820-06	Lab tray , volume 0.06 l	3
UL4016-12	Haemostatic forceps acc. to MICRO-MOSQUITO , curved, length 120 mm	5
UL4160-06	Bulldog clamp acc. to Ulm , straight, atraumatic, length 60 mm	4
UL4161-06	Bulldog clamp acc. to Ulm , curved, atraumatic, length 55 mm	4
UL3280-14	Tissue forceps , medium, 1x2 teeth, length 145 mm	2
UL3080-14	Dissecting forceps , medium, length 145 mm	2
UL2386-14	Dissecting scissors acc. to METZENBAUM , curved, blunt-blunt, length 145 mm	2
UL2630-15	Incision scissors , angle 45°, length 150 mm	1
UE3043-15	Vascular spatula acc. to VOLLMAR , blunt, working width 3 mm, length 150 mm	1
UE3230-15-04	Vascular irrigation cannula acc. to VOLLMAR , curved, Ø 1.5 mm, length 40 mm	1
UE3230-20-04	Vascular irrigation cannula acc. to VOLLMAR , curved, Ø 2.0 mm, length 40 mm	1
UE3230-25-04	Vascular irrigation cannula acc. to VOLLMAR , curved, Ø 2.5 mm, length 40 mm	1
UE3230-30-04	Vascular irrigation cannula acc. to VOLLMAR , curved, Ø 3.0 mm, length 40 mm	1
UE3230-40-04	Vascular irrigation cannula acc. to VOLLMAR , curved, Ø 4.0 mm length 40 mm	1
UL7240-08	Infraguenal retractor acc. to VAN DONGEN , set consisting of UL 7240-08 to UL 7245-09, length 80 mm	2
UL4251-21	Multipurpose clamp acc. to DE BAKEY , angle 60°, length 210 mm	4
UL4186-12	Bulldog clamp acc. to DE BAKEY , curved, atraumatic, length 120 mm	2
UL4246-19	Tangential occlusion clamp acc. to DE BAKEY-SATINSKY , length 190 mm	1
UL4531-12	Vascular clamp , angle 60°, angled handles, length 120 mm	1
UE3043-20	Vascular spatula acc. to VOLLMAR , blunt, working width 3 mm, length 200 mm	1
UL2618-45	Vascular scissors acc. to HEGEMANN-DIETRICH , angle 45°, length 180 mm	1
UL4530-17	Vascular clamp , straight, angled handles, length 165 mm	2
UL4196-11	Carotid bulldog clamp acc. to GREGORY , atraumatic, curved to right, length 110 mm	1
UL4197-11	Carotid bulldog clamp acc. to GREGORY , atraumatic, curved to left, length 110 mm	1
UL5160-20	Needle holder acc. to DE BAKEY , T.C., pitch of serration 0.4 mm, length 200 mm	1
UL5150-15	Needle holder acc. to OELERT , T.C., delicate, smooth jaw, length 150 mm	1
UL5150-18	Needle holder acc. to OELERT , T.C., delicate, smooth jaw, length 180 mm	1
UE3112-00	Vascular dilators acc. to DE BAKEY , set consisting of 12 sizes	1
1464LL1.B	Cannula with ball	1
UL2521-23	Dissecting scissors acc. to METZENBAUM , delicate, curved, blunt-blunt, T.C., length 230 mm	1
19E-102.01	Standard Container , Bottom non perforated, 580 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Identification lable , red, Inscription: „Vascular surgery – basic tray“	1
	Waste disposal tag , Inscription: „Vascular surgery – basic tray“	1
75.0005.9	Mesh tray with handle , 480 x 250 x 50 mm	1

10.

VASCULAR TRAY II

Product number	Description	Qty
UL1010-13	Scalpel handle, No. 3, length 125 mm	2
UL1020-13	Scalpel handle, No. 4, length 125 mm	1
UL2410-17	Dissecting scissors acc. to MAYO-STILLE, straight, blunt-blunt, length 170 mm	1
UL2618-125	Coronary scissors acc. to HEGEMANN, angle 125°, length 190 mm	1
UC2618-25MC	Vascular scissors acc. to HEGEMANN-DIETHRICH, angle 25°, length 180 mm, MagicCut	1
UL3010-12	Dissecting forceps acc. to MICRO-ADSON, length 120 mm	1
UL3011-12	Dissecting forceps acc. to ADSON, length 120 mm	1
UL3030-15	Dissecting forceps acc. to SEMKEN, length 150 mm	2
UL3280-16	Tissue forceps, medium, 1x2 teeth, length 160 mm	2
UL3420-16	Atraumatic dissecting forceps acc. to DE BAKEY, jaw width 1.5 mm, length 160 mm	2
UL4005-10	Haemostatic forceps acc. to HARTMANN, straight, length 100 mm	1
UL4041-12	Haemostatic forceps acc. to HALSTEAD-MOSQUITO, curved, length 125 mm	6
UC4001-10	Micro vessel clip, strong Model, ca. 150 g, 2 x 10 mm, straight, - Instrument -	1
UC4021-06	Micro vessel clip, fine Model, ca. 70 g, 1 x 6 mm, strong curved, - Instrument -	1
UC4100-18	Applying forceps for Micro Vessel Clips, 180 mm, with catch	
UL4175-04	Bulldog clamp acc. to POTTS-DE BAKEY, straight, atraumatic, length 40 mm	1
UL4176-04	Bulldog clamp acc. to POTTS-DE BAKEY, curved, atraumatic, length 35 mm	1
UL4246-25	Tangential occlusion clamp acc. to DE BAKEY-SATINSKY, length 250 mm	1
UL4532-21	Vascular clamp, angle 60°, curved handles, length 260 mm	1
UL4635-24	Dissecting and ligature forceps acc. to RUMEL, fig. 5, length 240 mm	1
UL4646-15	Dissecting forceps acc. to MIXTER, curved, length 150 mm	2
UL4900-20	Dressing forceps acc. to Ulm, straight, length 200 mm	6
UL5160-23	Needle holder acc. to DE BAKEY, T.C., pitch of serration 0.4 mm, length 230 mm	4
UL5160-26	Needle holder acc. to DE BAKEY, T.C., pitch of serration 0.4 mm, length 260 mm	2
UL5902-65	Interior box, Ø 61 mm	1
UL6012-15	Vessel hook acc. to LOEPRECHT, width 2.5 mm, length 150 mm	2
UL6060-20	Coronary hook acc. to SCHRAMM, probe-shaped, length 200 mm	1
UL6200-18-200	Vein retractor acc. to CUSHING, width 18 mm, length 200 mm	1
UL6210-20	Vein retractor acc. to CARSTENSEN, length 200 mm	2
UL6500-30-10	Wound retractor acc. to LANGENBECK, 10 x 30 mm, length 210 mm	2
UL7210-20	Vessel retractor acc. to SACHWEH, set with blades, UL 7223-03, UL 7224-04, length 200 mm	1
UL8820-09	Lab tray, volume 0.16 l	1
UL8900-14	Safety pin for holding instruments acc. to MAYO, length 140 mm	1
19E-102.01	Standard Container, Bottom non perforated, 580 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Identification lable, red, Inscription: „Vascular tray II“	1
	Waste disposal tag, Inscription: „Vascular tray II“	1
75.0005.9	Mesh tray with handle, 480 x 250 x 50 mm	1

10.

VASCULAR TRAY – EXTENSION SET

Product number	Description	Qty
UL4260-25	Vessel clamp acc. to DE BAKEY-GLOVER , straight, length 250 mm	4
UL4306-25	Vessel clamp acc. to DE BAKEY , curved, length 250 mm	2
UL4306-27	Vessel clamp acc. to DE BAKEY , slightly curved, length 265 mm	4
UL2521-23	Dissecting scissors acc. to METZENBAUM , delicate, curved, blunt-blunt, T.C., length 230 mm	2
UL3430-24	Atraumatic dissecting forceps acc. to DE BAKEY , jaw width 2.0 mm, length 240 mm	3
UL5160-23	Needle holder acc. to DE BAKEY , T.C., pitch of serration 0.4 mm, length 230 mm	5
UL4246-27	Tangential occlusion clamps acc. to DE BAKEY-SATINSKY , length 270 mm	2
UL4246-28	Tangential occlusion clamps acc. to DE BAKEY-SATINSKY , length 275 mm	2
UL3450-30	Atraumatic dissecting forceps acc. to DE BAKEY , jaw width 2.7 mm, length 300 mm	2
UL2536-25	Dissecting scissors acc. to METZENBAUM , curved, blunt-blunt, T.C., length 250 mm	2
19E-102.01	Standard Container , Bottom non perforated, 580 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Identification lable , red, Inscription: „Vascular tray – extension set“	1
	Waste disposal tag , Inscription: „Vascular tray – extension set“	1
75.0005.9	Mesh tray with handle , 480 x 250 x 50 mm	1

VASCULAR TRAY – SHUNT REVISION

Product number	Description	Qty
UE3120-00	Vascular dilators acc. to VOLLMAR , set consisting of 5 sizes	1
UL4251-21	Multipurpose clamp acc. to DE BAKEY , angle 60°, length 210 mm	2
1464LL1.B	Cannula with ball	1
UL4531-12	Vascular clamp , angle 60°, angled handles, length 120 mm	1
UL4616-16	Dissecting and ligature forceps acc. to GEMINI , fig. 2, length 160 mm	2
UL8820-06	Lab tray , volume 0.06 l	1
UL1010-13	Scalpel handle , No. 3, length 125 mm	1
UL7051-11	Self-retaining retractor acc. to WEITLANER , blunt, 2x3 prongs, length 110 mm	1
UL4016-12	Haemostatic forceps acc. to MICRO-MOSQUITO , curved, length 120 mm	5
UL4160-06	Bulldog clamp acc. to Ulm , straight, atraumatic, length 60 mm	2
UL4161-06	Bulldog clamp acc. to Ulm , curved, atraumatic, length 55 mm	2
UL3222-15	Tissue forceps acc. to STRELI , 1x2 teeth, jaw width 1.5 mm, length 150 mm	2
UL3080-13	Dissecting forceps , medium, length 130 mm	2
UL5160-15	Needle holder acc. to DE BAKEY , T.C., pitch of serration 0.4 mm, length 150 mm	1
UE3230-15-04	Vascular irrigation cannula acc. to VOLLMAR , curved, Ø 1.5 mm, length 40 mm	1
UE3230-20-04	Vascular irrigation cannula acc. to VOLLMAR , curved, Ø 2.0 mm, length 40 mm	1
UE3230-25-04	Vascular irrigation cannula acc. to VOLLMAR , curved, Ø 2.5 mm, length 40 mm	1
UE3230-30-04	Vascular irrigation cannula acc. to VOLLMAR , curved, Ø 3.0 mm, length 40 mm	1
UE3230-40-04	Vascular irrigation cannula acc. to VOLLMAR , curved, Ø 4.0 mm length 40 mm	1
UL2386-14	Dissecting scissors acc. to METZENBAUM , curved, blunt-blunt, length 145 mm	2
UL2630-15	Incision scissors , angle 45°, length 150 mm	1
19E-192.01	Standard Container , Bottom non perforated, 580 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Identification lable , red, Inscription: „Vascular tray - Shunt revision“	1
	Waste disposal tag , Inscription: „Vascular tray - Shunt revision“	1
75.0005.3	Mesh tray , 240 x 250 x 50 mm	1

VASCULAR TRAY – SHUNT BASIC

Product number	Description	Qty
UL1010-13	Scalpel handle, No. 3, length 125 mm	2
UL1020-13	Scalpel handle, No. 4, length 125 mm	1
UL2326-15	Nerve dissecting scissors acc. to STRELI, curved, spatula blade, length 150 mm	1
UL2351-18	Dissecting scissors acc. to TOENNIS-ADSON, very delicate, curved, blunt-blunt, length 175 mm	1
UL2386-14	Dissecting scissors acc. to METZENBAUM, curved, blunt-blunt, length 145 mm	1
UL2416-16	Dissecting scissors acc. to LEXER, curved, blunt-blunt, length 160 mm	1
UL3010-12	Dissecting forceps acc. to MICRO-ADSON, length 120 mm	2
UL3011-12	Dissecting forceps acc. to ADSON, length 120 mm	1
UL3030-15	Dissecting forceps acc. to SEMKEN, length 150 mm	2
UL3280-16	Tissue forceps, medium, 1x2 teeth, length 160 mm	2
UL3420-16	Atraumatic dissecting forceps acc. to DE BAKEY, jaw width 1.5 mm, length 160 mm	2
UL4005-10	Haemostatic forceps acc. to HARTMANN, straight, length 100 mm	1
UL4041-12	Haemostatic forceps acc. to HALSTEAD-MOSQUITO, curved, length 125 mm	6
UL4096-14	Haemostatic forceps acc. to CRILE, curved, length 140 mm	2
UL4106-14	Haemostatic forceps acc. to KELLY, curved, length 140 mm	1
UL4926-10	Towel clamp acc. to TOHOKU, for paper cloths, length 100 mm	10
UL5140-15	Needle holder acc. to CRILE-WOOD, T.C., pitch of serration 0.4 mm, length 150 mm	2
UL5160-18	Needle holder acc. to DE BAKEY, T.C., pitch of serration 0.4 mm, length 180 mm	1
UL6200-18-200	Vein retractor acc. to CUSHING, width 18 mm, length 200 mm	2
UL6310-16	Double end retractor acc. to SENN-MILLER, blunt, length 160 mm	2
UL6510-35-15	Wound retractor acc. to KOCHER-LANGENBECK, 15 x 35 mm, length 215 mm	2
UL7010-07	Self-retaining retractor acc. to ALM, semi-sharp, 4x4 prongs, length 70 mm	1
UL7010-10	Self-retaining retractor acc. to ALM, semi-sharp, 4x4 prongs, length 100 mm	1
UL8820-04	Lab tray, volume 0.016 l	1
UL8820-06	Lab tray, volume 0.06 l	1
UL8820-09	Lab tray, volume 0.16 l	1
UL8900-14	Safety pin for holding instruments acc. to MAYO, length 140 mm	1
19E-192.01	Standard Container, Bottom non perforated, 580 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Identification lable, red, Inscription: „Vascular tray - shunt basic“	1
	Waste disposal tag, Inscription: „Vascular tray - shunt basic“	1
75.0005.3	Mesh tray, 240 x 250 x 50 mm	1

10.

SHUNT – AMB.		
Product number	Description	Qty
UL8820-06	Lab tray , volume 0.06 l	1
UL1010-13	Scalpel handle , No. 3, length 125 mm	1
UL7051-11	Self-retaining retractor acc. to WEITLANER , blunt, 2x3 prongs, length 110 mm	1
UL4016-12	Haemostatic forceps acc. to MICRO-MOSQUITO , curved, length 120 mm	3
UL4160-06	Bulldog clamp acc. to Ulm , straight, atraumatic, length 60 mm	2
UL4161-06	Bulldog clamp acc. to Ulm , curved, atraumatic, length 55 mm	2
UL3222-15	Tissue forceps acc. to STRELI , 1x2 teeth, jaw width 1.5 mm, length 150 mm	2
UL3080-13	Dissecting forceps , medium, length 130 mm	2
UL5160-15	Needle holder acc. to DE BAKEY, T.C. , pitch of serration 0.4 mm, length 150 mm	1
UE3230-15-04	Vascular irrigation cannula acc. to VOLLMAR , curved, Ø 1.5 mm, length 40 mm	1
UL2386-14	Dissecting scissors acc. to METZENBAUM , curved, blunt-blunt, length 145 mm	2
UL2630-15	Incision scissors , angle 45°, length 150 mm	1
UL6310-16	Double end retractor acc. to SENN-MILLER , blunt, length 160 mm	2
19E-192.01	Standard Container , Bottom non perforated, 580 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Identification lable , red, Inscription: „Shunt - amb.“	1
	Waste disposal tag , Inscription: „Shunt - amb.“	1
75.0005.3	Mesh tray , 240 x 250 x 50 mm	1

VASCULAR TRAY – VARIZEN		
Product number	Description	Qty
UL7051-11	Self-retaining retractor acc. to WEITLANER , blunt, 2x3 prongs, length 110 mm	1
UL6190-12-160	Vein retractor acc. to DESMARRES , width 12 mm, length 160 mm	2
UL6310-16	Double end retractor acc. to SENN-MILLER , blunt, length 160 mm	2
UL3222-15	Tissue forceps acc. to STRELI , 1x2 teeth, jaw width 1.5 mm, length 150 mm	2
UL3080-13	Dissecting forceps , medium, length 130 mm	2
UL4016-12	Haemostatic forceps acc. to MICRO-MOSQUITO , curved, length 120 mm	3
UL4015-10	Haemostatic forceps acc. to MICRO-MOSQUITO , straight, length 100 mm	1
UL4020-12	Haemostatic forceps acc. to MICRO-MOSQUITO , 1x2 teeth, straight, length 120 mm	1
UE4025-18	Phlebodissector acc. to VARADY , two working tips, working width 2 mm, length 180 mm	1
UE4026-18	Phlebodissector acc. to VARADY , two working tips, working width 1.7 mm, length 180 mm	1
UL4101-16	Haemostatic forceps acc. to RANKIN-CRILE , curved, length 160 mm	3
UE4500	Recovery probe set acc. to NABATOFF , set consisting of UE 4501 to UE 4524, without UE 4506 and UE 4502-60	1
UL5160-15	Needle holder acc. to DE BAKEY, T.C. , pitch of serration 0.4 mm, length 150 mm	1
19E-192.01	Standard Container , Bottom non perforated, 580 x 280 x 150 mm	1
19E-352.03	Identification Lable , red, Inscription: „Vascular tray - varices“	1
	Waste disposal tag , Inscription: „Vascular tray - varices“	1
75.0005.3	Mesh tray , 240 x 250 x 50 mm	1

10.

Artikelnummer Product number	Seite Page
UC	
UC2000-15SL	46
UC2000-18SL	46
UC2001-15SL	46
UC2001-18SL	46
UC2010-15SL	46
UC2010-18SL	46
UC2011-15SL	46
UC2011-18SL	46
UC2100-18SL	46
UC2101-18SL	46
UC2102-18SL	46
UC2103-18SL	46
UC2110-18SL	47
UC2111-18SL	47
UC2112-18SL	47
UC2113-18SL	47
UC2200-15SL	47
UC2200-15SLT	47
UC2200-18SL	47
UC2200-18SLT	47
UC2201-15SL	47
UC2201-15SLT	47
UC2201-18SL	47
UC2201-18SLT	47
UC2300-20SL	47
UC2300-22SL	47
UC2301-20SL	47
UC2301-22SL	47
UC3000-15	48
UC3001-15	48
UC3010-18	48
UC3011-18	48
UC3020-18	48
UC3020-21	48
UC3020-23	48
UC3021-18	48
UC3021-21	48
UC3021-23	48
UC3030-15	48
UC3031-15	48
UC3040-18	48
UC3041-18	48
UC3050-18	48
UC3051-18	48
UC3100-15	49
UC3100-18	49
UC3100-21	49

Artikelnummer Product number	Seite Page
UC3100-23	49
UC3101-15	49
UC3101-18	49
UC3101-21	49
UC3101-23	49
UC3110-15	49
UC3110-18	49
UC3110-21	49
UC3110-23	49
UC3111-15	49
UC3111-18	49
UC3111-21	49
UC3111-23	49
UC3120-15	49
UC3120-18	49
UC3120-21	49
UC3120-23	49
UC3121-15	49
UC3121-18	49
UC3121-21	49
UC3121-23	49
UC3130-15	49
UC3130-18	49
UC3130-21	49
UC3130-23	49
UC3131-15	49
UC3131-18	49
UC3131-21	49
UC3131-23	49
UC3140-15	50
UC3140-18	50
UC3141-15	50
UC3141-18	50
UC3150-15	50
UC3150-18	50
UC3151-15	50
UC3151-18	50
UC3200-15	50
UC3200-18	50
UC3200-21	50
UC3210-15	50
UC3210-18	50
UC3210-21	50
UC3300-20	50
UC3300-22	50
UC3300-24	50
UC3310-20	50
UC3310-22	50

Artikelnummer Product number	Seite Page
UC3310-24	50
UC4000-04	51
UC4000-06	51
UC4000-08	51
UC4000-10	51
UC4001-04	51
UC4001-06	51
UC4001-08	51
UC4001-10	51
UC4002-04	51
UC4002-06	51
UC4003-06	51
UC4003-08	51
UC4003-10	51
UC4010-06	51
UC4011-06	51
UC4012-06	51
UC4020-06	51
UC4021-06	51
UC4022-06	51
UC4030-10	51
UC4100-14	52
UC4100-18	52
UC4100-22	52
UC5000-15SL	52
UC5000-18SL	52
UC5001-15SL	52
UC5001-18SL	52
UC5010-15SL	52
UC5010-18SL	52
UC5011-15SL	52
UC5011-18SL	52
UC5020-15SL	52
UC5020-18SL	52
UC5020-21SL	52
UC5021-15SL	52
UC5021-18SL	52
UC5021-21SL	52
UC5030-15SL	52
UC5030-18SL	52
UC5030-21SL	52
UC5031-15SL	52
UC5031-18SL	52
UC5031-21SL	52
UC5100-23SL	53
UC5101-23SL	53
UC5110-23SL	53
UC5111-23SL	53

11.

Artikelnummer Product number	Seite Page	Artikelnummer Product number	Seite Page	Artikelnummer Product number	Seite Page
UC5200-18SL	53	UE3341-09-40	30	UE4500	33
UC5201-18SL	53	UE3341-10-40	30	UE4501	32
UC5210-18SL	53	UE3341-11-40	30	UE4501	33
UC5211-18SL	53	UE3341-12-40	30	UE4502-60	33
UC5300-22SL	53	UE3341-13-40	30	UE4502-90	33
UC5301-22SL	53	UE3341-14-40	30	UE4503	33
UC5310-22SL	53	UE3341-15-40	30	UE4504	33
UC5311-22SL	53	UE3341-16-40	30	UE4506	34
UE		UE3341-18-40	30	UE4509	34
UE3020-18	34	UE3341-20-40	30	UE4512	34
UE3035-15	34	UE3341-22-40	30	UE4515	34
UE3043-15	34	UE3405	31	UE4524	34
UE3043-20	34	UE3406	31	UE4602	33
UE3120-20-30	44	UE3410	31	UE5220-07	38
UE3120-30-30	44	UE3441-04-40	31	UE5220-08	38
UE3120-40-30	44	UE3441-05-40	31	UE5220-09	38
UE3120-50-30	44	UE3441-06-40	31	UE5220-10	38
UE3120-60-30	44	UE3441-07-40	31	UE6003-20	45
UE3221-14	45	UE3441-08-40	31	UE6010-24	45
UE3221-16	45	UE3441-09-40	31	UE6040-12	45
UE3222-18	45	UE3441-10-40	31	UE6040-15	45
UE3230-15-04	45	UE3441-11-40	31	UE6040-20	45
UE3230-20-04	45	UE3441-12-40	31	UE6220-25	39
UE3230-25-04	45	UE3441-13-40	31	UE6230-60	39
UE3230-30-04	45	UE3441-14-40	31	UL	
UE3230-40-04	45	UE3441-15-40	31	UL2564-18	6
UE3315-00	30	UE3441-16-40	31	UL2565-19	6
UE3315-02-55	30	UE3441-18-40	31	UL2566-18	6
UE3315-03-55	30	UE3441-20-40	31	UL2567-24	6
UE3315-04-55	30	UE3441-22-40	31	UL2616-25	7
UE3315-05-55	30	UE3710-16	11	UL2616-45	7
UE3315-06-55	30	UE3711-18	11	UL2616-60	7
UE3315-07-55	30	UE3730-40	37	UL2618-125	7
UE3315-08-55	30	UE3740-00	37	UL2618-25	7
UE3315-09-55	30	UE3741-60	37	UL2618-25MC	8
UE3315-10-55	30	UE3742-62	37	UL2618-25SC	8
UE3315-11-55	30	UE3743-08	37	UL2618-45	7
UE3315-12-55	30	UE3744-72	37	UL2618-45MC	8
UE3315-13-55	30	UE3830-44	35	UL2618-45SC	8
UE3315-14-55	30	UE4025-18	35	UL2618-60	7
UE3315-15-55	30	UE4026-18	35	UL2618-60MC	8
UE3315-16-55	30	UE4110-24	6	UL2618-60SC	8
UE3335	30	UE4380-100	32	UL2618-90	7
UE3341-04-40	30	UE4400	32	UL2618-90MC	8
UE3341-05-40	30	UE4402-45	32	UL2618-90SC	8
UE3341-06-40	30	UE4403	32	UL2623-25	7
UE3341-07-40	30	UE4404	32	UL2623-45	7
UE3341-08-40	30	UE4405	32	UL2623-60	7

Artikelnummer Product number	Seite Page
UL2628-25	7
UL2628-45	7
UL2628-60	7
UL2630-15	8
UL3220-15	10
UL3410-20	10
UL3420-16	10
UL3420-20	10
UL3420-24	10
UL3420-30	10
UL3430-16	10
UL3430-20	10
UL3430-24	10
UL3430-30	10
UL3440-24	10
UL3440-30	10
UL3450-20	10
UL3450-24	10
UL3450-30	10
UL3450-35	10
UL3460-16	10
UL3460-20	10
UL3460-24	10
UL3460-30	10
UL3470-15	10
UL3470-20	10
UL4150-04	12
UL4151-04	12
UL4153-03	12
UL4154-03	12
UL4160-06	12
UL4161-06	12
UL4162-06	12
UL4170-04	13
UL4171-04	13
UL4175-04	13
UL4176-04	13
UL4180-04	14
UL4180-05	14
UL4180-06	14
UL4185-08	14
UL4185-09	14
UL4185-11	14
UL4185-12	14
UL4186-08	14
UL4186-09	14
UL4186-11	14
UL4186-12	14

Artikelnummer Product number	Seite Page
UL4190-05	15
UL4196-11	15
UL4197-11	15
UL4211-21	15
UL4212-22	15
UL4225-18	16
UL4226-19	16
UL4230-20	16
UL4230-23	16
UL4231-20	17
UL4231-23	17
UL4236-20	17
UL4241-27	18
UL4246-19	19
UL4246-25	19
UL4246-26	19
UL4246-27	19
UL4246-28	19
UL4251-21	20
UL4251-22	20
UL4260-25	20
UL4261-25	20
UL4274-22	20
UL4275-22	20
UL4276-22	20
UL4277-22	20
UL4279-20	20
UL4291-25	21
UL4291-31	21
UL4306-24	21
UL4306-25	21
UL4306-27	21
UL4321-22	22
UL4336-24	22
UL4336-27	22
UL4341-31	22
UL4426-16	23
UL4427-16	23
UL4428-16	23
UL4441-15	24
UL4442-15	24
UL4443-15	24
UL4451-12	25
UL4452-12	25
UL4461-12	25
UL4462-12	25
UL4511-25	26
UL4530-17	26

Artikelnummer Product number	Seite Page
UL4530-29	26
UL4530-31	26
UL4531-12	27
UL4531-25	27
UL4532-21	27
UL4532-28	27
UL4535-04	28
UL4535-06	28
UL4535-09	28
UL4536-04	28
UL4536-06	28
UL4536-09	28
UL4611-15	18
UL4612-15	18
UL4612-20	18
UL4612-23	18
UL4909-35	9
UL4909-40	9
UL4910-35	9
UL4910-40	9
UL4960-19	9
UL4961-00	9
UL4962-00	9
UL5160-15	29
UL5160-18	29
UL5160-20	29
UL5160-23	29
UL5160-26	29
UL5160-35	29
UL6042-22	36
UL6043-22	36
UL6050-24	36
UL6060-20	36
UL6162-15	36
UL7200-17	40
UL7201-17	40
UL7210-20	41
UL7220-08	41
UL7221	41
UL7223-03	41
UL7224-04	41
UL7225-03	42
UL7226-04	42
UL7240-08	42
UL7240-10	42
UL7241-03	42
UL7241-04	42
UL7242-00	43

Artikelnummer Product number	Seite Page
UL7242-12	43
UL7245-00	43
UL7245-05	43
UL7245-07	43
UL7245-09	43
UL8500-10	39
UL8500-15	39
UL8500-20	39
UL8500-25	39
UL8510-13	39
UL8510-14	39
UL8510-16	39
UL8510-18	39
UL8520-23	39
UL9310-03	28
UL9311-03	28
UL9312-20	28

Beschreibung			Seite
A			
Anastomosenklemmen	Klemmen	COOLEY-DERRA	23
Anastomosenklemmen	Klemmen	COOLEY	24
Anlegezangen	Zangen		28, 52
Atraumatische Klemmen	Klemmen	DE BAKEY-ULM	20
Atraumatische Klemmen	Klemmen	DE BAKEY-GLOVER	20
Atraumatische Klemmen	Klemmen	DE BAKEY	21
Atraumatische Klemmen	Klemmen	DE BAKEY-BORST	22
Atraumatische Klemmen	Klemmen	DE BAKEY-SANDMANN	22
Atraumatische Klemmen	Klemmen	DE BAKEY-WYLIE	22
Atraumatische Mikro-Pinzetten	Pinzetten	DE BAKEY	50
Atraumatische Pinzetten	Pinzetten	DE BAKEY	10
B			
Bergesonden	VOLLMAR		30
Bergesonden	Griff für Bergesonde	VOLLMAR	30
Bergesonden	Ersatzschlingen	VOLLMAR	31
Bergesonden	Konus für Bergesonde	VOLLMAR	31
Bergesonden	Rändelschrauben	VOLLMAR	31
Bergesonden			32
Bergesonden	VARADY		32
Bergesonden	NABATOFF		33, 34
BÖHMIG	Scheren	Venenklappenscheren	6
Bulldogklemmen	Klemmen	ULM	12
Bulldogklemmen	Klemmen	POTTS	13
Bulldogklemmen	Klemmen	POTTS-DE BAKEY	13
Bulldogklemmen	Klemmen	DE BAKEY	14
Bulldogklemmen	Klemmen	DIEFFENBACH	14
Bulldogklemmen	Klemmen	GREGORY	15
Bulldogklemmen	Klemmen	SENNING	15
Bulldogklemmen	Klemmen		28
C			
Carotisklemmen	Klemmen	JAVID	11
CARSTENSEN	Dissektoren	Dissektionsspatel	34
CARSTENSEN	Wundsperrer/Retraktoren	Gefäßwundsperrer	41
Choledochus Sonde	Sonden	WILLENEGGER	39
Colonreiter	WOLTER		38
COOLEY	Klemmen	Anastomosenklemmen	24
COOLEY	Klemmen	Neonataalklemmen	25
COOLEY-DERRA	Klemmen	Anastomosenklemmen	23
CRAFOORD	Klemmen	Feine Klemmen	26
D			
DE BAKEY	Scheren	Gefäßscheren	6, 7
DE BAKEY	Pinzetten	Atraumatische Pinzetten	10
DE BAKEY	Klemmen	Bulldogklemmen	14
DE BAKEY	Klemmen	Dissektionsklemmen	15
DE BAKEY	Klemmen	Peripheralklemmen	16
DE BAKEY	Klemmen	Atraumatische Klemmen	21
DE BAKEY	Nadelhalter	Hartmetall	29
DE BAKEY	Pinzetten	Atraumatische Mikro-Pinzetten	50

Beschreibung			Seite
DE BAKEY	Klemmen	Mehrzweckklemmen	16-18, 20
DE BAKEY-BORST	Klemmen	Atraumatische Klemmen	22
DE BAKEY-GLOVER	Klemmen	Atraumatische Klemmen	20
DE BAKEY-SANDMANN	Klemmen	Atraumatische Klemmen	22
DE BAKEY-SATINSKY	Klemmen	Tangentialverschlussklemmen	19
DE BAKEY-ULM	Klemmen	Atraumatische Klemmen	20
DE BAKEY-WYLIE	Klemmen	Atraumatische Klemmen	22
DIEFFENBACH	Klemmen	Bulldogklemmen	14
Dilatatoren	Gefäßdilatoren	VOLLMAR	44
Dissektionsklemmen	Klemmen	DE BAKEY	15
Dissektionsspatel	Dissektoren	CARSTENSEN	34
Dissektoren	Feindissektoren	KIENY	34
Dissektoren	Dissektionsspatel	CARSTENSEN	34
Dissektoren	Gefäßspatel	VOLLMAR	34
Dissektoren	Phlebodissektoren	VARADY	35
Doppelknopfsonden	Sonden	SCHRAMM	39
Doppelknopfsonden	Sonden		39
E			
Ersatzschlingen	Bergesonden	VOLLMAR	31
F			
Fasziotome	VOLLMAR		35
Feindissektoren	Dissektoren	KIENY	34
Feine Klemmen	Klemmen	CRAFOORD	26
FRANKE	Kanülen		45
G			
Gefäßdilatoren	Dilatatoren	VOLLMAR	44
Gefäßhäkchen	Wundhaken	MUELLY	36
Gefäßhäkchen	Wundhaken	SCHRAMM	36
Gefäßhäkchen	Wundhaken	STRELI	36
Gefäßklemmen für Mauleinlagen	Klemmen		26, 27
Gefäßscheren	Scheren	POTTS-SMITH	6
Gefäßscheren	Scheren	SATINSKY	6
Gefäßscheren	Scheren	DE BAKEY	6, 7
Gefäßscheren	Scheren	HEGEMANN-DIETRICH	7, 8
Gefäßspatel	Dissektoren	VOLLMAR	34
Gefäßspülkanülen	Kanülen	VAN DONGEN	45
Gefäßspülkanülen	Kanülen	VOLLMAR	45
Gefäßwundsperrer	Wundsperrer/Retraktoren	ZEHLE	40
Gefäßwundsperrer	Wundsperrer/Retraktoren	CARSTENSEN	41
Gefäßwundsperrer	Wundsperrer/Retraktoren	SACHWEH	41
GREGORY	Klemmen	Bulldogklemmen	15
Griff für Bergesonde	Bergesonden	VOLLMAR	30
H			
HALLMANN	Tunnelierungsinstrumente	Tunnelierungszange	37
Halterung für Medialspatel	Wundsperrer/Retraktoren	VAN DONGEN	43
Halterung für Plastikspatel	Wundsperrer/Retraktoren	VAN DONGEN	43
Hartmetall	Nadelhalter	DE BAKEY	29
HEGEMANN-DIETRICH	Scheren	Gefäßscheren	7, 8
HOLLE	Klemmen	Präparierklemmen	18

Beschreibung			Seite
I			
Infragenualer Retraktor	Wundsperrer/Retraktoren	VAN DONGEN	42
Inzisionsscheren	Scheren		8
J			
JACOBSON	Nadelhalter	Mikro-Nadelhalter	53
JAVID	Klemmen	Carotisklemmen	11
K			
Kanülen	Gefäßspülkanülen	VAN DONGEN	45
Kanülen	Gefäßspülkanülen	VOLLMAR	45
Kanülen	MALLET-GUY		45
Kanülen	FRANKE		45
KIENY	Dissektoren	Feindissektoren	34
Klemmen	Carotisklemmen	JAVID	11
Klemmen	Bulldogklemmen	ULM	12
Klemmen	Mikro-Bulldogklemmen		12
Klemmen	Bulldogklemmen	POTTS	13
Klemmen	Bulldogklemmen	POTTS-DE BAKEY	13
Klemmen	Bulldogklemmen	DE BAKEY	14
Klemmen	Bulldogklemmen	DIEFFENBACH	14
Klemmen	Bulldogklemmen	GREGORY	15
Klemmen	Dissektionsklemmen	DE BAKEY	15
Klemmen	Bulldogklemmen	SENNING	15
Klemmen	Peripheralklemmen	DE BAKEY	16
Klemmen	Präparierklemmen	HOLLE	18
Klemmen	Tangentialverschlussklemmen	DE BAKEY-SATINSKY	19
Klemmen	Atraumatische Klemmen	DE BAKEY-ULM	20
Klemmen	Atraumatische Klemmen	DE BAKEY-GLOVER	20
Klemmen	Atraumatische Klemmen	DE BAKEY	21
Klemmen	Atraumatische Klemmen	DE BAKEY-BORST	22
Klemmen	Atraumatische Klemmen	DE BAKEY-SANDMANN	22
Klemmen	Atraumatische Klemmen	DE BAKEY-WYLIE	22
Klemmen	Anastomosenklemmen	COOLEY-DERRA	23
Klemmen	Anastomosenklemmen	COOLEY	24
Klemmen	Neonataleklemmen	COOLEY	25
Klemmen	Feine Klemmen	CRAFOORD	26
Klemmen	Gefäßklemmen für Mauleinlagen		26, 27
Klemmen	Bulldogklemmen		28
Klemmen	Mikro-Gefäßklemmen		51
Klemmen	Mehrzweckklemmen	DE BAKEY	16-18, 20
Knopfsonden	Sonden		39
Konus für Bergesonde	Bergesonden	VOLLMAR	31
Kornzangen	Zangen	VOLLMAR	9
M			
MALLET-GUY	Kanülen		45
Mauleinlagen	Zangen, Klemmen		28
Medialspatel	Wundsperrer/Retraktoren	VAN DONGEN	43
Mehrzweckklemmen	Klemmen	DE BAKEY	16-18, 20
MEMMINGEN	Tunnelierungsinstrumente		37

Beschreibung		Seite
Mikro-Bulldogklemmen	Klemmen	12
Mikro-Federschere	Scheren	46, 47
Mikro-Federschere	Scheren	YASARGIL 47
Mikro-Gefäßklemmen	Klemmen	51
Mikro-Knüpfpinzetten	Pinzetten	48
Mikro-Nadelhalter	Nadelhalter	52, 53
Mikro-Nadelhalter	Nadelhalter	JACOBSON 53
Mikro-Nadelhalter	Nadelhalter	YASARGIL 53
Mikro-Pinzetten	Pinzetten	49, 50
Mikro-Pinzetten	Pinzetten	YASARGIL 50
MUELLY	Wundhaken	Gefäßhäkchen 36
N		
NABATOFF	Bergesonden	33, 34
Nadelhalter	Hartmetall	DE BAKEY 29
Nadelhalter	Mikro-Nadelhalter	52, 53
Nadelhalter	Mikro-Nadelhalter	JACOBSON 53
Nadelhalter	Mikro-Nadelhalter	YASARGIL 53
Neonatakklemmen	Klemmen	COOLEY 25
Nervhaken	Wundhaken	36
P		
Peripheralklemmen	Klemmen	DE BAKEY 16
Phlebotomisektoren	Dissektoren	VARADY 35
Pinzetten	Atraumatische Pinzetten	DE BAKEY 10
Pinzetten	Mikro-Knüpfpinzetten	48
Pinzetten	Mikro-Pinzetten	49, 50
Pinzetten	Atraumatische Mikro-Pinzetten	DE BAKEY 50
Pinzetten	Mikro-Pinzetten	YASARGIL 50
Pinzetten	STRELI	10
Plastikspatel	Wundsperrer/Retraktoren	VAN DONGEN 43
POTTS	Klemmen	Bulldogklemmen 13
POTTS-DE BAKEY	Klemmen	Bulldogklemmen 13
POTTS-SMITH	Scheren	Gefäßscheren 6
R		
Rändelschrauben	Bergesonden	VOLLMAR 31
Rollenklemme	Klemme	ULM 9
S		
SACHWEH	Wundsperrer/Retraktoren	Gefäßwundsperrer 41
SATINSKY	Scheren	Gefäßscheren 6
Scheren	Gefäßscheren	POTTS-SMITH 6
Scheren	Gefäßscheren	SATINSKY 6
Scheren	Venenklappenscheren	BÖHMIG 6
Scheren	Gefäßscheren	DE BAKEY 6, 7
Scheren	Gefäßscheren	HEGMANN-DIETRICH 7, 8
Scheren	Inzisionsscheren	8
Scheren	Mikro-Federschere	46, 47
Scheren	Mikro-Federschere	YASARGIL 47
Scheren	Titan-Mikro-Federschere	47
SCHRAMM	Wundhaken	Gefäßhäkchen 36

Beschreibung			Seite
SCHRAMM	Sonden	Doppelknopfsonden	39
SENNING	Klemmen	Bulldogklemmen	15
SIMON-WEIDNER	Sonden	Tastsonde	39
Sonden	Tastsonde	SIMON-WEIDNER	39
Sonden	Choledochus Sonde	WILLENEGGER	39
Sonden	Doppelknopfsonden	SCHRAMM	39
Sonden	Doppelknopfsonden		39
Sonden	Knopfsonden		39
STRELI	Wundhaken	Gefäßhäkchen	36
STRELI	Pinzette		10
T			
Tangentialverschlussklemmen	Klemmen	DE BAKEY-SATINSKY	19
Tastsonde	Sonden	SIMON-WEIDNER	39
Titan-Mikro-Federschere	Scheren		47
Tunnelierungsinstrumente	MEMMINGEN		37
Tunnelierungsinstrumente	Tunnelierungszange	HALLMANN	37
Tunnelierungszange	Tunnelierungsinstrumente	HALLMANN	37
U			
ULM	Klemmen	Bulldogklemmen	12
ULM	Klemmen	Rollenklemme	9
V			
Valven	Wundsperrer/Retraktoren		41, 42
Valven	Wundsperrer/Retraktoren	VAN DONGEN	42
VAN DONGEN	Wundsperrer/Retraktoren	Valven	42
VAN DONGEN	Wundsperrer/Retraktoren	Infragenualer Retraktor	42
VAN DONGEN	Wundsperrer/Retraktoren	Halterung für Medialspatel	43
VAN DONGEN	Wundsperrer/Retraktoren	Halterung für Plastikspatel	43
VAN DONGEN	Wundsperrer/Retraktoren	Medialspatel	43
VAN DONGEN	Wundsperrer/Retraktoren	Plastikspatel	43
VAN DONGEN	Kanülen	Gefäßspülkanülen	45
VARADY	Bergesonden		32
VARADY	Dissektoren	Phlebotomdissektoren	35
Venenklappenschere	Scheren	BÖHMIG	6
VOLLMAR	Bergesonden		30
VOLLMAR	Bergesonden	Griff für Bergesonde	30
VOLLMAR	Bergesonden	Ersatzschlingen	31
VOLLMAR	Bergesonden	Konus für Bergesonde	31
VOLLMAR	Bergesonden	Rändelschrauben	31
VOLLMAR	Dissektoren	Gefäßspatel	34
VOLLMAR	Fasziotome		35
VOLLMAR	Dilatatoren	Gefäßdilatoren	44
VOLLMAR	Kanülen	Gefäßspülkanülen	45
VOLLMAR	Zangen	Kornzangen	9
W			
WILLENEGGER	Sonden	Choledochus Sonde	39
WOLTER	Colonreiter		38
Wundhaken	Nervhaken		36
Wundhaken	Gefäßhäkchen	MUELLY	36

Beschreibung			Seite
Wundhaken	Gefäßhäkchen	SCHRAMM	36
Wundhaken	Gefäßhäkchen	STRELI	36
Wundsperrer/Retraktoren	Gefäßwundsperrer	ZEHLE	40
Wundsperrer/Retraktoren	Gefäßwundsperrer	CARSTENSEN	41
Wundsperrer/Retraktoren	Gefäßwundsperrer	SACHWEH	41
Wundsperrer/Retraktoren	Valven		41, 42
Wundsperrer/Retraktoren	Valven	VAN DONGEN	42
Wundsperrer/Retraktoren	Infragenualer Retraktor	VAN DONGEN	42
Wundsperrer/Retraktoren	Halterung für Medialspatel	VAN DONGEN	43
Wundsperrer/Retraktoren	Halterung für Plastikspatel	VAN DONGEN	43
Wundsperrer/Retraktoren	Medialspatel	VAN DONGEN	43
Wundsperrer/Retraktoren	Plastikspatel	VAN DONGEN	43
Y			
YASARGIL	Scheren	Mikro-Federschere	47
YASARGIL	Pinzetten	Mikro-Pinzetten	50
YASARGIL	Nadelhalter	Mikro-Nadelhalter	53
Z			
Zangen	Anlegezangen		28, 52
Zangen,Klemmen	Mauleinlagen		28
ZEHLE	Wundsperrer/Retraktoren	Gefäßwundsperrer	40

Description			Page
A			
Anastomosis clamps	Forceps/Clamps	COOLEY-DERRA	23
Anastomosis clamps	Forceps/Clamps	COOLEY	24
Applying forceps	Forceps		28, 52
Atraumatic dissecting forceps	Forceps	DE BAKEY	10
Atraumatic micro forceps	Forceps	DE BAKEY	50
Atraumatic vessel clamps	Forceps/Clamps	DE BAKEY-ULM	20
Atraumatic vessel clamps	Forceps/Clamps	DE BAKEY-GLOVER	20
Atraumatic vessel clamps	Forceps/Clamps	DE BAKEY	21
Atraumatic vessel clamps	Forceps/Clamps	DE BAKEY-BORST	22
Atraumatic vessel clamps	Forceps/Clamps	DE BAKEY-WYLIE	22
Atraumatic vessel clamps	Forceps/Clamps	DE BAKEY-SANDMANN	22
B			
Ball Probes	Probes		39
Ball Probes, double ended	Probes	SCHRAMM	39
Ball Probes, double ended	Probes		39
Blades	Retractors		41, 42
Blades	Retractors	VAN DONGEN	42
BÖHMIG	Scissors	Valvulotome scissors	6
Bulldog clamps	Forceps/Clamps	ULM	12
Bulldog clamps	Forceps/Clamps	POTTS	13
Bulldog clamps	Forceps/Clamps	POTTS-DE BAKEY	13
Bulldog clamps	Forceps/Clamps	DE BAKEY	14
Bulldog clamps	Forceps/Clamps	DIEFFENBACH	14
Bulldog clamps	Forceps/Clamps	GREGORY	15
Bulldog clamps	Forceps/Clamps	SENNING	15
Bulldog clamps	Forceps/Clamps		28
C			
Cannulas	Vascular irrigation cannulas	VAN DONGEN	45
Cannulas	Vascular irrigation cannulas	VOLLMAR	45
Cannulas	MALLET-GUY		45
Cannulas	FRANKE		45
Carotid clamps	Forceps/Clamps	JAVID	11
CARSTENSEN	Dissector spatulas		34
CARSTENSEN	Retractors	Vessel retractors	41
Choledochus probes	Probes	WILLENEGGER	39
Colon rods	WOLTER		38
Cone for Recovery Probes	Recovery probes	VOLLMAR	31
COOLEY	Forceps/Clamps	Anastomosis clamps	24
COOLEY	Forceps/Clamps	Neonatal vessel clamps	25
COOLEY-DERRA	Forceps/Clamps	Anastomosis clamps	23
CRAFOORD	Forceps/Clamps	Fine hemostatic clamps	26
D			
DE BAKEY	Scissors	Vascular scissors	6, 7
DE BAKEY	Forceps	Atraumatic dissecting forceps	10
DE BAKEY	Forceps/Clamps	Bulldog clamps	14
DE BAKEY	Forceps/Clamps	Dissecting forceps	15
DE BAKEY	Forceps/Clamps	Peripheral vascular clamps	16

Description			Page
DE BAKEY	Forceps/Clamps	Multipurpose Clamps	16-18, 20
DE BAKEY	Forceps/Clamps	Atraumatic vessel clamps	21
DE BAKEY	Needle holders	T.C.	29
DE BAKEY	Forceps	Atraumatic micro forceps	50
DE BAKEY-BORST	Forceps/Clamps	Atraumatic vessel clamps	22
DE BAKEY-GLOVER	Forceps/Clamps	Atraumatic vessel clamps	20
DE BAKEY-SANDMANN	Forceps/Clamps	Atraumatic vessel clamps	22
DE BAKEY-SATINSKY	Forceps/Clamps	Tangential occlusion clamps	19
DE BAKEY-ULM	Forceps/Clamps	Atraumatic vessel clamps	20
DE BAKEY-WYLIE	Forceps/Clamps	Atraumatic vessel clamps	22
Delicate dissectors	KIENY		34
Delicate dissectors	KIENY		34
DIEFFENBACH	Forceps/Clamps	Bulldog clamps	14
Dilators	Vascular dilators	VOLLMAR	44
Dissecting forceps	Forceps/Clamps	DE BAKEY	15
Dissector spatulas	CARSTENSEN		34
Dissector spatulas	CARSTENSEN		34
Dissectors	Phlebotomizers	VARADY	35
F			
Fasciotomes	VOLLMAR		35
Fine hemostatic clamps	Forceps/Clamps	CRAFOORD	26
Fixation element for plastic spatula	Retractors	VAN DONGEN	43
Forceps	Atraumatic dissecting forceps	DE BAKEY	10
Forceps	Applying forceps		28, 52
Forceps	Micro suture forceps		48
Forceps	Micro forceps		49, 50
Forceps	Atraumatic micro forceps	DE BAKEY	50
Forceps	Micro forceps	YASARGIL	50
Forceps	Dissecting forceps	HOLLE	18
Forceps/Clamps	Carotid clamps	JAVID	11
Forceps/Clamps	Bulldog clamps	ULM	12
Forceps/Clamps	Micro bulldog clamps		12
Forceps/Clamps	Bulldog clamps	POTTS	13
Forceps/Clamps	Bulldog clamps	POTTS-DE BAKEY	13
Forceps/Clamps	Bulldog clamps	DE BAKEY	14
Forceps/Clamps	Bulldog clamps	DIEFFENBACH	14
Forceps/Clamps	Bulldog clamps	GREGORY	15
Forceps/Clamps	Dissecting forceps	DE BAKEY	15
Forceps/Clamps	Bulldog clamps	SENNING	15
Forceps/Clamps	Peripheral vascular clamps	DE BAKEY	16
Forceps/Clamps	Multipurpose Clamps	DE BAKEY	16-18, 20
Forceps/Clamps	Tangential occlusion clamps	DE BAKEY-SATINSKY	19
Forceps/Clamps	Atraumatic vessel clamps	DE BAKEY-ULM	20
Forceps/Clamps	Atraumatic vessel clamps	DE BAKEY-GLOVER	20
Forceps/Clamps	Atraumatic vessel clamps	DE BAKEY	21
Forceps/Clamps	Atraumatic vessel clamps	DE BAKEY-BORST	22
Forceps/Clamps	Atraumatic vessel clamps	DE BAKEY-WYLIE	22
Forceps/Clamps	Atraumatic vessel clamps	DE BAKEY-SANDMANN	22

11.

Description			Page
Forceps/Clamps	Anastomosis clamps	COOLEY-DERRA	23
Forceps/Clamps	Anastomosis clamps	COOLEY	24
Forceps/Clamps	Neonatal vessel clamps	COOLEY	25
Forceps/Clamps	Fine hemostatic clamps	CRAFOORD	26
Forceps/Clamps	Vascular clamps for jaw inserts		26, 27
Forceps/Clamps	Bulldog clamps		28
Forceps/Clamps	Jaw inserts		28
Forceps/Clamps	Micro vascular clamps		51
FRANKE	Cannulas		45
G			
GREGORY	Forceps/Clamps	Bulldog clamps	15
H			
HALLMANN	Tunnelling Instruments	Tunnelling forceps	37
Handle for Recovery Probes	Recovery probes	VOLLMAR	30
HEGEMANN-DIETRICH	Scissors	Vascular scissors	7, 8
Holder for medial spatula	Retractors	VAN DONGEN	43
HOLLE	Forceps	Dissecting forceps	18
Hooks	Nerve hooks		36
Hooks	Vessel hooks	MUELLY	36
Hooks	Vessel hooks	SCHRAMM	36
Hooks	Vessel hooks	STRELI	36
I			
Incision scissors	Scissors		8
Infraglenal retractors	Retractors	VAN DONGEN	42
J			
JACOBSON	Needle holders	Micro needle holders	53
JAVID	Forceps/Clamps	Carotid clamps	11
Jaw inserts	Forceps/Clamps		28
K			
KIENY	Delicate dissectors		34
Knurled screws	Recovery probes	VOLLMAR	31
M			
MALLET-GUY	Cannulas		45
Medial spatula	Retractors	VAN DONGEN	43
MEMMINGEN	Tunnelling Instruments		37
Micro bulldog clamps	Forceps/Clamps		12
Micro forceps	Forceps		49, 50
Micro forceps	Forceps	YASARGIL	50
Micro needle holders	Needle holders		52, 53
Micro needle holders	Needle holders	JACOBSON	53
Micro needle holders	Needle holders	YASARGIL	53
Micro scissors	Scissors	YASARGIL	47
Micro suture forceps	Forceps		48
Micro vascular clamps	Forceps/Clamps		51
Mikro scissors	Scissors		46, 47
MUELLY	Hooks	Vessel hooks	36
Multipurpose Clamps	Forceps/Clamps	DE BAKEY	16-18, 20
N			

Description			Page
NABATOFF	Recovery probes		33, 34
Needle holders	T.C.	DE BAKEY	29
Needle holders	Micro needle holders		52, 53
Needle holders	Micro needle holders	JACOBSON	53
Needle holders	Micro needle holders	YASARGIL	53
Neonatal vessel clamps	Forceps/Clamps	COOLEY	25
Nerve hooks	Hooks		36
P			
Peripheral vascular clamps	Forceps/Clamps	DE BAKEY	16
Phlebodissectors	Dissectors	VARADY	35
Plastic spatula	Retractors	VAN DONGEN	43
POTTS	Forceps/Clamps	Bulldog clamps	13
POTTS-DE BAKEY	Forceps/Clamps	Bulldog clamps	13
POTTS-SMITH	Scissors	Vascular scissors	6
Probes	SIMON-WEIDNER		39
Probes	Choledochus probes	WILLENEGGER	39
Probes	Ball Probes, double ended	SCHRAMM	39
Probes	Ball Probes, double ended		39
Probes	Ball Probes		39
R			
Recovery probes	VOLLMAR		30
Recovery probes	Handle for Recovery Probes	VOLLMAR	30
Recovery probes	Cone for Recovery Probes	VOLLMAR	31
Recovery probes	Knurled screws	VOLLMAR	31
Recovery probes	Spare wire loops	VOLLMAR	31
Recovery probes			32
Recovery probes	VARADY		32
Recovery probes	NABATOFF		33, 34
Retractors	Vessel retractors	ZEHLE	40
Retractors	Vessel retractors	CARSTENSEN	41
Retractors	Vessel retractors	SACHWEH	41
Retractors	Blades		41, 42
Retractors	Blades	VAN DONGEN	42
Retractors	Infragenual retractors	VAN DONGEN	42
Retractors	Holder for medial spatula	VAN DONGEN	43
Retractors	Fixation element for plastic spatula	VAN DONGEN	43
Retractors	Medial spatula	VAN DONGEN	43
Retractors	Plastic spatula	VAN DONGEN	43
Roller clamp	Clamp	ULM	9
S			
SACHWEH	Retractors	Vessel retractors	41
SATINSKY	Scissors	Vascular scissors	6
SCHRAMM	Hooks	Vessel hooks	36
SCHRAMM	Probes	Ball Probes, double ended	39
Scissors	Valvulotome scissors	BÖHMIG	6
Scissors	Vascular scissors	POTTS-SMITH	6
Scissors	Vascular scissors	SATINSKY	6
Scissors	Vascular scissors	DE BAKEY	6, 7

11.

Description			Page
Scissors	Vascular scissors	HEGEMANN-DIETHRICH	7, 8
Scissors	Incision scissors		8
Scissors	Mikro scissors		46, 47
Scissors	Titanium micro scissors		47
Scissors	Micro scissors	YASARGIL	47
SENNING	Forceps/Clamps	Bulldog clamps	15
SIMON-WEIDNER	Probes		39
Spare wire loops	Recovery probes	VOLLMAR	31
Sponge forceps	Forceps	VOLLMAR	9
STRELI	Forceps		10
STRELI	Hooks	Vessel hooks	36
T			
T.C.	Needle holders	DE BAKEY	29
Tangential occlusion clamps	Forceps/Clamps	DE BAKEY-SATINSKY	19
Titanium micro scissors	Scissors		47
Tunnelling forceps	Tunnelling Instruments	HALLMANN	37
Tunnelling Instruments	Tunnelling forceps	HALLMANN	37
Tunnelling Instruments	MEMMINGEN		37
U			
ULM	Forceps/Clamps	Bulldog clamps	12
ULM	Forceps/Clamps	Rollerclamps	9
V			
Valvulotome scissors	Scissors	BÖHMIG	6
VAN DONGEN	Retractors	Blades	42
VAN DONGEN	Retractors	Infragluteal retractors	42
VAN DONGEN	Retractors	Holder for medial spatula	43
VAN DONGEN	Retractors	Fixation element for plastic spatula	43
VAN DONGEN	Retractors	Medial spatula	43
VAN DONGEN	Retractors	Plastic spatula	43
VAN DONGEN	Cannulas	Vascular irrigation cannulas	45
VARADY	Recovery probes		32
VARADY	Dissectors	Phlebodissectors	35
Vascular clamps for jaw inserts	Forceps/Clamps		26, 27
Vascular dilators	Dilators	VOLLMAR	44
Vascular irrigation cannulas	Cannulas	VAN DONGEN	45
Vascular irrigation cannulas	Cannulas	VOLLMAR	45
Vascular scissors	Scissors	POTTS-SMITH	6
Vascular scissors	Scissors	SATINSKY	6
Vascular scissors	Scissors	DE BAKEY	6, 7
Vascular scissors	Scissors	HEGEMANN-DIETHRICH	7, 8
Vascular spatulas	VOLLMAR		34
Vascular spatulas	VOLLMAR		34
Vessel hooks	Hooks	MUELLY	36
Vessel hooks	Hooks	SCHRAMM	36
Vessel hooks	Hooks	STRELI	36
Vessel retractors	Retractors	ZEHLE	40
Vessel retractors	Retractors	CARSTENSEN	41
Vessel retractors	Retractors	SACHWEH	41

Description			Page
VOLLMAR	Forceps	Sponge forceps	9
VOLLMAR	Recovery probes		30
VOLLMAR	Recovery probes	Handle for Recovery Probes	30
VOLLMAR	Recovery probes	Cone for Recovery Probes	31
VOLLMAR	Recovery probes	Knurled screws	31
VOLLMAR	Recovery probes	Spare wire loops	31
VOLLMAR	Vascular spatulas		34
VOLLMAR	Fasciotomes		35
VOLLMAR	Dilators	Vascular dilators	44
VOLLMAR	Cannulas	Vascular irrigation cannulas	45
W			
WILLENEGGER	Probes	Choledochus probes	39
WOLTER	Colon rods		38
Y			
YASARGIL	Scissors	Micro scissors	47
YASARGIL	Forceps	Micro forceps	50
YASARGIL	Needle holders	Micro needle holders	53
Z			
ZEHLE	Retractors	Vessel retractors	40



GEISTER Medizintechnik GmbH

Föhrenstrasse 2 | D-78532 Tuttlingen | Germany

☎ +49 7461/966240 | 📠 +49 7461/9662422

www.gbluelabel.de | info@gbluelabel.de