

LABSTAC

نوع الكلمة جهاز الطرد المركزي



www.labstac.com

نوع الكلمة جهاز الطرد المركزي

نوع الكلمة عالية الجودة هذه المبردة وغير المبردة أجهزة الطرد المركزي تفي بالمتطلبات الخاص بك الاحتياجات البحثية الحرجة مثل سرعة عالية أو عالية السعة. أجهزة الطرد المركزي هذه لديها ميزات مسبقاً مثل إزالة التلقائية لغطاء أنبوب جمع الدم، مغلاق الباب الإلكتروني، تحديد الدوار التلقائي، حماية التوازن، وعلى مدى السرعة، على حماية درجة الحرارة، التشخيص الذاتي للخطأ إلخ ومختلف الدورات مناسبة متاحة. مستعمل في Cell Separation, Precipitation, Sample Processing, Clinical, Cell Culture, Microplate Processing, Biochemistry, medical diagnosis المعروف أيضاً باسم Floor Standing Centrifuge, Laboratory Floor Type Centrifuge, Floor Type Refrigerated Centrifuge.

سلسلة نوع الكلمة جهاز الطرد المركزي CF11



CF113 CF112 CF111

الميزات

			شاشة عرض LCD
			اصطلحت الغرفة داخلي من صلب الذي لا يصدأ
			العاصمة فرش السيارات
			مغلاق الباب الإلكتروني، وحماية الخلل
			ذكرى 12 برنامجا
			19 مستويات التسارع والتباطؤ 19 مستويات
			يتم تشخيص الأعطال تلقائياً
			شاشة عرض LCD اصطلحت الغرفة داخلي من صلب الذي لا يصدأ مغلاق الباب الإلكتروني مغلاق الباب الإلكتروني، وحماية الخلل) ذكرى 12 برنامجا 19 مستويات التسارع والتباطؤ 19 مستويات التلقائي إزالة غطاء أنبوب جمع الدم في نهاية هذه العملية منع المستخدم من الإصابة بالبكتيريا المسببة للأمراض ويمكن أن تدور مختلفة أنابيب جمع الدم من قدرات مختلفة في الفترة من 2 إلى 7ML ويعتمد الجهاز عزم دوران عال تردد متغير موتور مع التحكم الدقيق في سرعة
			شاشة عرض LCD اصطلحت الغرفة داخلي من صلب الذي لا يصدأ مغلاق الباب الإلكتروني، وحماية الخلل العاصمة
			فرش السيارات معايير التشغيل ويمكن تعديله أثناء العملية ذكرى 12 برنامجا 19 مستويات التسارع والتباطؤ 19 مستويات

مواصفات

CF113	CF112	CF111	نموذج
6000	5000	4000	السرعة القصوى RPM
5200xg		3580xg	أقصى RCF
4x750 ml	4x250 ml	4x1000 ml	السعة القصوى
± 10 rpm			سرعة دقة
0~99 h 59 min			النطاق الزمني
متغير التردد السيارات			محرك
≤ 60 dB(A)			الضوضاء
650x550x840 mm		700x700x850 mm	البعد (كسوكس)
135 kg		130 kg	الوزن الصافي
AC 200-240V, 50/60Hz or AC 100-130V, 50/60Hz			قوة

اكسسوارات اختيارية

للمنماذج	Max. RCF	Max. Speed	Capacity	اسم	رمز الملحقات
CF111	3280xg	3600 rpm	4x1000 ml	دوار يتأرجح	CX1001
CF111	3030xg	3600 rpm	6x500 ml	دوار يتأرجح	CX1002
CF111	3400xg	4000 rpm	4x500 ml	دوار يتأرجح	CX1003
CF111	3580xg	4000 rpm	6x250 ml	دوار يتأرجح	CX1004
CF112	17800xg	16000 rpm	12x1.5/2.0 ml (with adapters for 0.2/0.5ml tube)	دوار يتأرجح	CX1005
CF112	18270xg	15000 rpm	12x5 ml	دوار يتأرجح	CX1006
CF112	16850xg	13000 rpm	24x1.5/2.0 ml (with adapters for 0.2/0.5ml tube)	دوار يتأرجح	CX1007
CF113	4650xg	5000 rpm	4x100ml	دوار يتأرجح	CX1008
CF113	4650xg	5000 rpm	4x50ml	دوار يتأرجح	CX1009
CF113	2980xg	4000 rpm	8x50ml	دوار يتأرجح	CX1010
CF113	2980xg	4000 rpm	8x100ml	دوار يتأرجح	CX1011
CF113	2980xg	4000 rpm	24x15ml	دوار يتأرجح	CX1012
CF113	2980xg	4000 rpm	32x15ml	دوار يتأرجح	CX1013
CF113	5200xg	5000 rpm	4x250 ml (with windshield)	دوار يتأرجح	CX1014
CF113	5200xg	5000 rpm	4x50ml	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1015
CF113	5200xg	5000 rpm	8x50ml (round bottom)	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1016
CF113	5200xg	5000 rpm	4x100ml	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1017
CF113	5200xg	5000 rpm	36x10ml	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1018
CF113	5200xg	5000 rpm	40x2-7ml blood collection tube	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1019
CF113	3100xg	4000 rpm	48x2-7 ml blood collection tube	دوار يتأرجح	CX1020
CF113	3100xg	4000 rpm	64x2-7 ml blood collection tube	دوار يتأرجح	CX1021
CF113	1970xg	4000 rpm	6x96 well microplate	دوار يتأرجح	CX1022
CF113	3400xg	4000 rpm	4x500 ml (round cup)	دوار يتأرجح	CX1023
CF113	3400xg	4000 rpm	4x250 ml	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1024
CF113	3400xg	4000 rpm	12x50 ml	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1025
CF113	3400xg	4000 rpm	36x15 ml	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1026

CF113	3400xg	4000 rpm	76x2-7 ml blood collection tube	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1027
CF113	3400xg	4000 rpm	16x50 ml	يتأرجح دلو الدوار	CX1028
CF113	3400xg	4000 rpm	40x15 ml	يتأرجح دلو الدوار	CX1029
CF113	3400xg	4000 rpm	100x1.5 ml	يتأرجح دلو الدوار	CX1030
CF113	3400xg	4000 rpm	80x10 ml blood collection tube	يتأرجح دلو الدوار	CX1031
CF113	3400xg	4000 rpm	112x2-7 ml blood collection tube	يتأرجح دلو الدوار	CX1032
CF113	3400xg	4000 rpm	96x2-7 ml blood collection tube	يتأرجح دلو الدوار	CX1033
CF113	3400xg	4000 rpm	148x5 ml Radio-immunity tube	يتأرجح دلو الدوار	CX1034
CF113	3400xg	4000 rpm	8x96 well microplate	دوار يتأرجح	CX1035
CF113	3500xg	4000 rpm	4x750 ml	دوار يتأرجح	CX1036
CF113	3500xg	4000 rpm	8x100 ml	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1037
CF113	3500xg	4000 rpm	16x50 ml	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1038
CF113	3500xg	4000 rpm	40x15 ml	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1039
CF113	3500xg	4000 rpm	96x2-7ml blood collection tube	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1040
CF113	3500xg	4000 rpm	148x5 ml Radio-immunity tube	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1041
CF113	3580xg	4000 rpm	6x250 ml	دوار يتأرجح	CX1042
CF113	3580xg	4000 rpm	6x100 ml	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1043
CF113	3580xg	4000 rpm	12x50 ml (round bottom)	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1044
CF113	3580xg	4000 rpm	6x50 ml	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1045
CF113	3580xg	4000 rpm	24x15 ml	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1046
CF113	3580xg	4000 rpm	42x10 ml	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1047
CF113	3580xg	4000 rpm	60x2-7 ml blood collection tube	يتأرجح دلو الدوار-محول	CX1048
CF113	3580xg	4000 rpm	4x800 ml	دوار يتأرجح	CX1049
CF113	3580xg	4000 rpm	140x2-7 ml blood collection tube	يتأرجح دلو الدوار	CX1050
CF113	3580xg	4000 rpm	28x50 ml (conical bottom)	يتأرجح دلو الدوار	CX1051
CF113	3580xg	4000 rpm	56x15 ml	يتأرجح دلو الدوار	CX1052
CF113	5120xg	6000 rpm	12x15 ml	دوار يتأرجح	CX1053

CF21 سلسلة نوع الكلمة جهاز الطرد المركزي



العاصمة فرش السيارات
اصطلحت الغرفة داخلي من صلب الذي لا يصدأ
ذكرى 12 برنامجا
نظام التبريد CFC خالية (TECUMSEH أوروبا ضاغط)
يتم التحكم في درجة الحرارة دقيقة مع تصميم التحكم حلقة مزدوجة ذات
كفاءة عالية تسمح بسرعة تدفئة وتبريد

					●	التلقائي إزالة غطاء أنبوب جمع الدم في نهاية هذه العملية منع المستخدم من الإصابة بالبكتيريا المسببة للأمراض
					●	ويمكن أن تدور مختلفة أنابيب جمع الدم من قدرات مختلفة في الفترة من 2 إلى 7ML
					●	يتم عرض في الوقت الحقيقي سرعة دوران والوقت على شاشة LCD
					●	مغلاق الباب الإلكتروني
					●	19 مستويات التسارع والتباطؤ 19 مستويات
●	●	●	●			شاشة عرض LCD
●	●	●	●			تحكم المعالج
●	●	●	●			مغلاق الباب الإلكتروني، تحديد الدوار التلقائي، حماية التوازن
●	●	●	●			معايير التشغيل ويمكن تعديله أثناء العملية
●	●	●	●			40 مستويات التسارع والتباطؤ 40 مستويات
●	●	●	●			يتم تشخيص الأعطال تلقائياً
●	●	●	●			أكثر من السرعة، على حماية درجة الحرارة
●	●	●	●			ضوضاء منخفضة جداً، والاهتزاز الصغيرة
					●	يمكن إعداد RCF مباشرة بدون دورة في الدقيقة إلى RCF الترجمة
					●	3-طبقة سترة الصلب يضمن سلامة المستخدم والجهاز

مواصفات

CF213	CF212	CF211	نموذج
18000	16000	5000	السرعة القصوى RPM
22500xg	27520xg	5200xg	أقصى RCF
4x250 ml	6x500 ml	4x250 ml	السعة القصوى
	± 10 rpm		سرعة دقة
	-20°C to 40°C		نطاق درجة الحرارة
	± 1°C		دقة درجة الحرارة
	0~99 h 59 min		النطاق الزمني
	متغير التردد السيارات		محرك
≤ 60 dB(A)	≤ 65 dB(A)	≤ 60 dB(A)	الضوضاء
650x550x840 mm	850x730x930 mm	650x550x840 mm	البعد (كسوكس)
160 kg	260 kg	165 kg	الوزن الصافي
AC 200-240V, 50/60Hz or AC 100-130V, 50/60Hz			قوة

CF215	CF214	نموذج
25000	22000	السرعة القصوى RPM
64800xg	34700xg	أقصى RCF
4x1000 ml	4x750 ml	السعة القصوى
	± 10 rpm	سرعة دقة
	-20°C to 40°C	نطاق درجة الحرارة
	± 1°C	دقة درجة الحرارة
	0~99 h 59 min	النطاق الزمني
	متغير التردد السيارات	محرك
≤ 65 dB(A)	≤ 60 dB(A)	الضوضاء
850x730x930 mm	650x550x840 mm	البعد (كسوكس)
280 kg	160 kg	الوزن الصافي
AC 200-240V, 50/60Hz or AC 100-130V, 50/60Hz		قوة

اكسسوارات اختيارية

للمناذج	Max. RCF	Max. Speed	Capacity	اسم	رمز الملحقات
CF211	5200xg	5000 rpm	4x250 ml	دوار يتأرجح	CX1054
CF211	3400xg	4000 rpm	80x2-7 ml blood collection tube	دوار يتأرجح	CX1055
CF211	3580xg	4000 rpm	140x2-7 ml blood collection tube	دوار يتأرجح	CX1056
CF212	27520xg	16000 rpm	6x50 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1057
CF212	25520xg	16000 rpm	24x1.5 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1058
CF212	27500xg	16000 rpm	16x10 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1059
CF212	23600xg	14000 rpm	6x100 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1060
CF212	23270xg	14000 rpm	8x50 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1061
CF212	16750xg	10000 rpm	6x300 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1062
CF212	11860xg	8000 rpm	6x500 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1063
CF212	3500xg	4000 rpm	4x750 ml	دوار يتأرجح	CX1064
CF213	22500xg	18000 rpm	12x1.5/2.0 ml (with adapters for 0.2/0.5ml tube)	دوار زاوية ثابتة	CX1065
CF213	20790xg	16000 rpm	12x5 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1066
CF213	21800xg	15000 rpm	24x1.5/2.0 ml (with adapters for 0.2/0.5ml tube)	دوار زاوية ثابتة	CX1067
CF213	18110xg	14000 rpm	12x10 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1068
CF213	15970xg	12000 rpm	6x50 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1069
CF213	10640xg	10000 rpm	4x100 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1070
CF213	10640xg	10000 rpm	8x50 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1071
CF213	19070xg	16000 rpm	6x10 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1072
CF213	15580xg	12500 rpm	6x15 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1073
CF213	1970xg	4000 rpm	6x96 well microplate	دوار يتأرجح	CX1074
CF213	3720xg	4500 rpm	4x250 ml	دوار يتأرجح	CX1075
CF214	50685xg	22000 rpm	16x10 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1076
CF214	43960xg	21000 rpm	24x1.5/2.0 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1077
CF214	44800xg	20000 rpm	6x50 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1078
CF214	38460xg	18000 rpm	8x50 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1079
CF214	27090xg	15000 rpm	6x100 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1080
CF214	19830xg	12000 rpm	8 x100 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1081
CF214	28150xg	14000 rpm	4x300 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1082
CF214	24110xg	12000 rpm	6x300 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1083
CF214	18590xg	10000 rpm	6x500 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1084
CF214	2340xg	4000 rpm	6x96 well microplate	دوار يتأرجح	CX1085
CF214	16200xg	10000 rpm	4x50 ml	دوار يتأرجح	CX1086
CF214	23800xg	13000 rpm	4x30 ml	دوار يتأرجح	CX1087
CF214	11900xg	12000 rpm	4x4x5 ml	دوار يتأرجح	CX1088
CF215	64800xg	25000 rpm	24x1.5/2.0 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1089
CF215	56880xg	23000 rpm	16x10 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1090
CF215	52360xg	21000 rpm	8x50 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1091
CF215	24110xg	12000 rpm	6x300 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1092
CF215	18590xg	10000 rpm	6 x500 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1093
CF215	12040xg	8000 rpm	4x1 000 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1094

CF215	30070xg	14000 rpm	12x50 ml	دوار زاوية ثابتة	CX1095
CF215	5600xg	5000 rpm	4x750 ml	دوار يتأرجح	CX1096
CF215	15680xg	10000 rpm	6x50 ml	دوار يتأرجح	CX1097

سلسلة أجهزة الطرد المركزي الطبية CM31



العاصمة فرش السيارات
 وكان محرك مؤازر تعتمد على الغطاء مفتوحا وغطاء قفل، وإطلاق
 سراج غطاء الطوارئ
 شاشة عرض LED
 تحكم المعالج
 اصطلحت الغرفة داخلي من صلب الذي لا يصدأ
 مغلاق الباب الإلكتروني، وحماية الخلل
 ذكرى 10 برنامجا
 10 مستويات التسارع والتباطؤ 10 مستويات
 يتم تشخيص الأعطال تلقائيا
 نظام التبريد CFC خالية (TECUMSEH أوروبا ضاغط)
 يتم التحكم في درجة الحرارة دقيقة مع تصميم التحكم حلقة مزدوجة
 ذات كفاءة عالية تسمح بسرعة تدفئة وتبريد

مواصفات

CM311	نموذج
7000	السرعة القصوى RPM
11900xg	أقصى RCF
6x2400 ml	السعة القصوى
± 20 rpm	سرعة دقة
-20°C to 40°C	نطاق درجة الحرارة
± 1°C	دقة درجة الحرارة
0~99 h 59 min	النطاق الزمني
متغير التردد السيارات	محرك
≤ 65 dB(A)	الضوضاء
900x850x1000 ml	البعد (كسوكس)
560 kg	الوزن الصافي
AC 380V, 50/60HZ, 35A	قوة

اكسسوارات اختيارية

Max. RCF	Max. Speed	Capacity	وصف	اسم	رمز الملحقات
5600xg	4000 rpm	6x2400 ml	يمكن أن تدور مختلف النظم كيس الدم، 550ML 12X؛ مثل كوين / رباعية / الدم الثلاثي مع أكياس التصفية، أو يمكن أن تدور 12x750ml كيس الدم وغيرها، أو تدور زجاجة 6x2000 مل	يتأرجح دلو الدوار	CX1126

إكسسوارات

				
CX1001, CX1003, CX1023, CX1094	CX1002, CX1063, CX1084, CX1093	CX1005, CX1065	CX1006, CX1066	CX1007, CX1067, CX1077, CX1089
				
CX1008, CX1017, CX1070	CX1009, CX1015, CX1086	CX1010, CX1016, CX1061, CX1071, CX1079, CX1091	CX1011, CX1037, CX1081	CX1012, CX1046
				
CX1013	CX1014, CX1024, CX1054, CX1075	CX1020	CX1032	CX1043, CX1060, CX1072, CX1080



CX1045, CX1057, CX1069,
CX1078, CX1097



CX1059, CX1076, CX1090



CX1068



CX1085



CX1087



CX1126



LABSTAC LTD.

Kemp House 152 – 160 City Road, London
EC1V 2NX, United Kingdom.
Email: contact@labstac.com
Website: www.labstac.com

