

HYFREATOR



L'Elettrobisturi Hyfrecator® è da più di 60 anni il primo prodotto di scelta dei medici americani.

Il nuovo Hyfrecator® 2000 ha le seguenti caratteristiche principali:

- Memoria fino a 3 potenze
- Controllo remoto sul manipolo per cambiare potenza, mantenere sterile il campo d'azione e diminuire i tempi
- Doppio microprocessore: uno per controllare la funzione di emissione dell'Hyfrecator®, l'altro per terminare l'attivazione nel caso si accenda la spia di allarme
- Bassi costi bassi rispetto ad altre tecniche

ACCESSORI STANDARD (in dotazione)

- N°50 elettrodi punta smussata BLUNT (non sterili);
- N°50 elettrodi punta affilata SHARP (non sterili);
- N°1 manipolo comando pulsanti con cavo da 2,5 mt riusabile cod.SBHY7-800-5;
- N°1 Kit installazione a muro;
- N°1 manuale d'istruzione

DATI TECNICI

Radiofrequenza:	450 kHz \pm 50 kHz (circuitto aperto)
Forma d'onda di uscita:	sinusoidale smorzata, limitata
Regolazione di linea:	\pm 5% a potenza max per una tensione di linea di +/- 10%
Ciclo di lavoro utile:	intermittente: 30 s acceso, 30 s spento
Impostazioni display:	
Coagulo	
Portata 0-10W:	incrementi di 0,1 watt
Portata 10-20W:	incrementi di 1watt
Folgorazione e Taglio	
Portata 0-35W:	incrementi di 1 watt
Dispersione 60 Hz:	50 microampere max, terzo conduttore cavo di alimentazione aperto
Cavo di alimentazione rete:	connettore 18 calibro americano fili / 3 105 °C 300 V / IEC-320-C13,3 m ca. (10 piedi)
Ambientale	
Campo di variazione temp. operativa:	da +10 °C a +40 °C
Umidità relativa:	10% - 95% senza condensa
Limitazioni di immagazzinaggio:	da -40 °C a +70 °C, 95% umidità senza condensa
Omologazioni:	UL 544, apparecchiatura medica e dentaria, E68077 EN 60601-1 IEC 60601-1
Protezione:	defibrillatore BF, classe 1

CE 01234



Via Armellini, 13/B - 41013 Piumazzo (MO)
Tel.059/928707 - Fax.059/9530416
E-mail: medici@new-med.it
www.medici-medical.com